

Soluzioni **SENZA CONFINI**



Promozioni **OTTOBRE | APRILE**

2024

2025



www.tecnomeditalia.com



INDICE

- 3 FOCUS & PROMO FALKO SYSTEM**
 - 15 FOCUS & PROMO STUDIO CHIRURGICO INTEGRATO**
 - 23 FOCUS & PROMO RIUNITI DENTALI**
 - 27 FOCUS & PROMO SALA STERILIZZAZIONE**
 - 31 FOCUS & PROMO MEDICAL EDUCATION**
 - 33 PROMO ILLUMINAZIONE**
 - 37 PROMO DIGITAL IMAGING**
 - 42 PROMO CARRELLI**
 - 44 PROMO ENDODONZIA**
 - 45 PROMO RICOSTRUZIONE**
 - 46 PROMO CHIRURGIA & IMPIANTI**
 - 48 PROMO MANIPOLI**
 - 53 PROMO IGIENE ORALE**
 - 59 FOCUS & PROMO DISINFEZIONE AMBIENTE**
 - 61 FOCUS & PROMO DISINFEZIONE - IGIENE - PULIZIA**
 - 64 PROMO SALA MACCHINE**
- 

LA DIGITALIZZAZIONE

BENEFICI DELLA DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO CLINICO, CHIRURGICO E UNIVERSITARIO

La digitalizzazione sta trasformando profondamente il settore medico, rivoluzionando l'erogazione delle cure, migliorando l'efficienza operativa, introducendo nuove modalità di collaborazione e potenziando l'esperienza formativa. Tecnologie come la realtà aumentata (AR), la realtà mista (MR) e il telementoring stanno ridefinendo il modo in cui le procedure mediche e chirurgiche vengono pianificate ed eseguite. Digitalizzare non è semplicemente una risposta alle trasformazioni in atto, ma una strategia proattiva per anticipare il futuro e ottenere vantaggi concreti in termini di qualità, efficienza e competitività. Per cliniche, ospedali e università, adottare la digitalizzazione significa fare un passo decisivo verso un sistema sanitario più connesso e tecnologicamente avanzato. Questo investimento migliora l'organizzazione interna, riduce gli errori, rafforza la sicurezza dei dati e ottimizza i processi, migliorando i servizi di cura e formazione. **È una scelta strategica che eleva la competitività delle strutture, preparandole al meglio ad affrontare le sfide di un settore medico in costante evoluzione.**



BENEFICI IN AMBITO CLINICO E CHIRURGICO

L'integrazione delle tecnologie digitali, come i visori di realtà aumentata e realtà mista, consente ai medici di sovrapporre immagini 3D direttamente sul paziente e visualizzare i dati clinici nel proprio campo visivo.

In ambito chirurgico, questo progresso ottimizza la pianificazione e l'esecuzione degli interventi, **riducendo i tempi operativi e aumentando la sicurezza** del paziente.

In ambito clinico, le tecnologie digitali **migliorano la diagnosi** e il monitoraggio del paziente, fornendo informazioni in tempo reale che **potenziano la precisione e l'efficacia delle cure**. La digitalizzazione **facilita inoltre la collaborazione a distanza**, permettendo agli esperti di assistere i medici e i chirurghi in tempo reale durante interventi o consulti complessi, anche da remoto. Questo approccio è particolarmente utile in contesti con minore esperienza locale, dove migliora l'esito delle procedure e **amplia le opportunità di formazione continua per il personale sanitario**.



BENEFICI NELLA FORMAZIONE MEDICA E UNIVERSITARIA

L'integrazione delle tecnologie digitali nella formazione medica offre agli studenti un ambiente di **apprendimento sicuro e dinamico**. Simulazioni immersive e strumenti interattivi **riducono l'ansia delle prime esperienze pratiche**, rafforzando la fiducia e migliorando la qualità della preparazione degli studenti. Questo approccio fornisce un'esperienza di **apprendimento arricchita**, preparando i futuri professionisti ad affrontare le sfide cliniche con maggiore competenza. Le tecnologie digitali **potenziano anche le capacità di ricerca delle università**, facilitando l'analisi rapida dei dati clinici e promuovendo la collaborazione interdisciplinare e internazionale. Le **istituzioni accademiche** consolidano così il loro ruolo come **protagoniste dell'evoluzione tecnologica**, accelerando l'innovazione nel campo della medicina.



APPROFONDISCI



ENTRA NELLA RIVOLUZIONE DIGITALE!

PROMO PACCHETTO FALKO 3D SYSTEM

Digitalizza il tuo studio con il pacchetto esclusivo che include il visore FALKO 3D, la telecamera OKKIO 3D e il rivoluzionario Head Tracking Mouse. Questo sistema innovativo, integrabile con uno scanner 3D, un navigatore implantare, la CBCT o il software di gestione pazienti, ti permette di entrare nella nuova era digitale della chirurgia e della formazione medica, migliorando l'efficienza operativa, la precisione diagnostica e facilitando la collaborazione a distanza.

**NON PERDERE L'OCCASIONE:
PORTA LA TUA PRATICA NEL FUTURO DELLA MEDICINA DIGITALE!**



N. 10202300006684
N. 10202300006690



L'offerta comprende:

- VISORE FALKO 3D WIRELESS
REF. FK301DV-D3
- OKKIO 3D
REF. FK900D-3DG25
- HEAD TRACKING MOUSE (HTM)
REF. FK801MTR/M
- BRACCIO OKKIO PER SERVOMOBILE
REF. OF933BA

Codice: OF312D3

Per Windows 10 Pro o superiore

Codice: OF412D3

Per macOS High Sierra o superiore

€252,00*
AL MESE



**VOGLIO
PROVARLO!**



FALKO 3D

IL VISORE

APPROFONDISCI



UNO SGUARDO AL FUTURO:

Il visore FALKO 3D è progettato specificamente per le applicazioni mediche, superando i limiti dei visori commerciali. Facilita la formazione medica, migliora la comunicazione con i pazienti e combina alta tecnologia ed ergonomia per un'efficienza operativa ottimale nei campi maxillo-facciale, endodontico e protesico.

Principali caratteristiche:

- Conformità agli Standard Medici: conforme agli standard MDR, assicura sicurezza e affidabilità nelle procedure mediche.
- Design Ergonomico: offre un comfort superiore durante interventi chirurgici prolungati grazie al caschetto medicale con sistema "flip-up" e regolazioni personalizzabili, riducendo l'affaticamento visivo e migliorando la postura.
- Integrazione con Sistemi Diagnostici: compatibile con una vasta gamma di dispositivi di imaging diagnostico, migliora la precisione delle operazioni mantenendo il focus sul paziente.
- Funzionalità Esclusive per l'Ambiente Medico: dispone di funzioni innovative come la gestione del cursore del mouse tramite il movimento della testa, il pedale wireless e la funzione di dettatura vocale per un'interazione senza mani.
- Stabilità e sicurezza: progettato per ridurre al minimo la latenza e prevenire il motion sickness è l'ideale per sessioni operative prolungate.
- Supporto alla Collaborazione e Formazione: ottimizza la collaborazione tra chirurghi e assistenti e supporta la formazione a distanza grazie ad annotazioni e condivisioni immediate, elevando così la qualità della formazione medica.

AMBITI DI UTILIZZO



Ambito Clinico- Il FALKO 3D offre la visualizzazione diretta delle immagini diagnostiche, facilitando la spiegazione ai pazienti delle loro condizioni e delle procedure. La compatibilità con microscopi 2D/3D, scanner 3D e telecamere aumenta la precisione diagnostica, riducendo lo stress visivo e migliorando la postura del medico.



Ambito Chirurgico- Ideale per operazioni guidate da sistemi computerizzati, il FALKO 3D migliora la precisione chirurgica riducendo il rischio di affaticamento e disorientamento. La gestione del cursore del mouse tramite movimento della testa garantisce un'interazione sterile, sia con il dispositivo in uso che nella ricerca di documenti diagnostici e immagini radiologiche. Inoltre, la latenza zero assicura una visione senza alcun ritardo.



Ambito Universitario- Perfetto per la formazione medica avanzata, consente agli studenti di visualizzare procedure in tempo reale. La collaborazione a distanza permette agli esperti di fornire feedback immediati, arricchendo l'apprendimento. La funzione di annotazione e condivisione delle immagini facilita la comprensione di procedure complesse, rendendo l'istruzione accessibile da qualsiasi luogo.

PROMO FALKO 3D *WIRELESS*


- **Compatibile con tutti i device HDMI, PC Windows, Mac e Linux.**
- Wireless, plug and play
- Nessun software necessario
- Tecnologia AR-MR
- Peso 460 gr.

Codice: FK301DV-D3

€237,00*
AL MESE



INTERFACCIALO A TUTTI I TUOI DEVICE HDMI



VIDEO



SCOPRI L'OPINIONE DI CHI LA UTILIZZA!

GUARDA IL VIDEO!

PROMO FALKO 3D *WIRED*

- **Compatibile con tutti i device HDMI, PC Windows, Mac e Linux.**
- Plug and play
- Nessun software necessario
- Tecnologia AR-MR
- Peso 460 gr.

Codice: FK301DV-ND3

€178,00*
AL MESE



INTERFACCIALO AL TUO MICROSCOPIO 3D O AL TUO SCANNER 3D



PROMO FALKO 3D *WIRED USB-C*

- **Compatibile con microscopi 3D, PC, Laptop e la maggior parte di smartphone e tablet con uscita video USB-C/THUNDERBOLD. Ideale per assistenza remota o tele mentoring 3D.**
- Plug and play
- Nessun software necessario
- Tecnologia AR-MR
- Peso 460 gr.

Codice: FK301DV-CD3

€148,00*
AL MESE



INTERFACCIALO CON IL TUO DISPOSITIVO MOBILE



OKKIO

USB - HDMI - 3D

APPROFONDISCI



OKKIO: SMART MEDICAL CAMERA

La linea di telecamere OKKIO ingegnerizzate da Tecnomed Italia sono soluzioni avanzate per la visualizzazione medica, ideali per ambienti chirurgici e formativi. Disponibili nelle versioni 2D USB, 2D HDMI e 3D, offrono immagini ad alta definizione e un utilizzo intuitivo. La versione OKKIO 3D si integra perfettamente con il sistema FALKO 3D, migliorando l'accuratezza diagnostica e operativa, mentre le versioni 2D garantiscono qualità e versatilità. Grazie alla facilità di condivisione e collaborazione a distanza, OKKIO si distingue dalle telecamere commerciali adattate all'uso clinico.

CODICE FK900D-	2580KLA	2580HD	3DG25
RISOLUZIONE	4K	4K	FHD
OBIETTIVO	25 MM - F8.0	25 MM - F8.0	25 MM - F8.0
MESSA A FUOCO	Auto o manuale 650-750 mm	Manuale 300-1000 mm	Fissa 380-420 mm
ZOOM	4X	Fino a 40X	4X
COLLEGAMENTO	USB	HDMI	USB
TIPO	2D	2D	3D
MICROFONO	Sì	No	No

PROMO OKKIO 3D



OKKIO 3D: OSSERVAZIONE INTENSA

Ultima tra le innovazioni di Tecnomed Italia, OKKIO 3D è una telecamera tridimensionale stereoscopica ad alta definizione con ingrandimento 4X, progettata per rivoluzionare la visualizzazione nelle applicazioni cliniche, chirurgiche e formative. Perfettamente integrata con il sistema FALKO 3D, OKKIO 3D facilita la condivisione e la collaborazione a distanza, rispondendo in modo efficace alle esigenze di ambienti chirurgici e didattici. Grazie alla sua semplicità d'uso e alla compatibilità con i visori 3D esistenti, migliora significativamente l'accuratezza diagnostica e la precisione operativa, rendendola uno strumento indispensabile per la pratica clinica e l'educazione medica avanzata. L'illuminatore LED, con controllo touch, garantisce un'ottima illuminazione coassiale del campo operatorio grazie ai 32.000 LUX e ai 5700 K e la rende indipendente da qualsiasi fonte di luce esistente. OKKIO 3D innalza l'esperienza clinica, chirurgica ed educativa a nuovi standard, offrendo ai futuri professionisti un apprendimento immersivo e tecnologicamente avanzato.

Codice: FK900D-3DG25

€119,00*
AL MESE



* NOLEGGIO / LOCAZIONE OPERATIVA - RATA INDICIZZATA SU 24 CANONI MENSILI. FOGLI ILLUSTRATIVI, TASSI E CONDIZIONI PRESSO L'ENTE EROGANTE.
PER IMPORTI INFERIORI A 145 EURO MENSILI LA RATA DIVENTA TRIMESTRALE.

SOLUZIONI SENZA CONFINI | OTTOBRE 2024 - APRILE 2025

PROMO OKKIO USB



OKKIO 4K MicroUSB con zoom ottico 4x offre un'eccellente qualità dell'immagine grazie al sensore Sony e all'autofocus rapido e preciso (distanza di fuoco compresa tra 650 e 750mm). La connessione diretta al PC tramite USB la rende comoda da utilizzare. Con una risoluzione 4K e una lente da 25mm con apertura F8.0, cattura dettagli nitidi e luminosi. Dispone anche di un microfono incorporato per la registrazione audio. Le sue dimensioni compatte e la leggerezza ne consentono l'utilizzo in più studi, grazie all'applicazione magnetica per lampada. Compatibile con Windows, Mac, Linux e Android.

Codice: FK900D-2580KLA

~~€1.662,79~~

€1.101,00



PROMO OKKIO HDMI



La videocamera medica OKKIO 4K HDMI offre un'eccellente qualità di documentazione e comunicazione nel settore medico dentistico. Grazie al sensore Sony ad alta definizione, acquisisce immagini fino a 4K e offre uno zoom ottico 4X e digitale fino a 40X per catturare dettagli minuti. La sua installazione rapida su braccio articolato magnetico permette di riprendere foto e video con lo stesso punto di vista del medico. Altre caratteristiche includono una lente da 25 mm, fuoco manuale e uno zoom digitale fino a 30X a 70 cm e 40X a 40 cm.

Codice: FK900D-2580HDL
CON ILLUMINATORE

€85,00*
AL MESE

Codice: FK900D-2580HD
SENZA ILLUMINATORE

€73,00*
AL MESE

DOTT.SSA FABIA PROFILI

LAUREA IN IGIENE DENTALE E LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI

“L'uso della telecamera OKKIO USB 4K ha rivoluzionato il mio approccio nella comunicazione con i pazienti. Posizionata sulla lampada operatoria, mi consente di catturare immagini dettagliate del trattamento in tempo reale, rendendo ogni passo visibile anche a loro. I pazienti sono incuriositi e coinvolti nel processo, e spesso chiedono di rivedere le immagini o i video sul monitor. ”



VIDEO




SCOPRI L'OPINIONE DI CHI LA UTILIZZA!

GUARDA IL VIDEO!

PROF. ANGELO PUTIGNANO

PROFESSORE DI ODONTOIATRIA RESTAURATIVA UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE. STUDIO ODONTOIATRICO LUCIANI PUTIGNANO

“La qualità delle immagini in 4K di OKKIO HDMI offre una chiarezza sorprendente, permettendo di vedere ogni dettaglio con precisione. Le dimensioni compatte e la facilità d'uso della telecamera offrono un grande vantaggio, poiché non interferiscono con il campo operatorio, garantendo riprese video di alta qualità, utili sia in ambito operatorio che educational. ”



VIDEO



SCOPRI L'OPINIONE DI CHI LA UTILIZZA!

GUARDA IL VIDEO!

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO COLLEGAMENTO DIRETTO PC



ESEMPIO DI COLLEGAMENTO COLLEGAMENTO DIRETTO AL MONITOR CON REGISTRATORE 4K



* NOLEGGIO / LOCAZIONE OPERATIVA - RATA INDICIZZATA SU 24 CANONI MENSILI. FOGLI ILLUSTRATIVI, TASSI E CONDIZIONI PRESSO L'ENTE EROGANTE. PER IMPORTI INFERIORI A 145 EURO MENSILI LA RATA DIVENTA TRIMESTRALE.

Immagini indicative e non vincolanti | Prezzi riportati IVA esclusa | Offerte valide fino al 30/04/2025 | Offerte soggette ad esaurimento scorte | Oneri per trasporto ed installazione esclusi | www.tecnomeditalia.com

BRACCI

SNODATI PER TELECAMERE

APPROFONDISCI



REALIZZA FACILMENTE FOTO E VIDEO

Il sistema di bracci snodati sviluppato da Tecnomed Italia è stato progettato per posizionare le telecamere della linea OKKIO, o altre telecamere generiche, in combinazione con l'illuminatore FALKOLED, a una distanza di 300-500 mm dal cavo orale, seguendo la stessa direzione dello sguardo del medico durante gli interventi odontoiatrici.

Questa flessibilità consente di ottenere immagini di alta qualità e video stabili, senza zone d'ombra. In passato, per documentare un intervento era necessaria la presenza di un operatore o bisognava fermarsi per registrare per poi riprendere il lavoro. Ora, con il braccio OKKIO, è possibile svolgere queste operazioni in totale autonomia, senza interruzioni né ostacoli. La versatilità del braccio si adatta perfettamente anche all'utilizzo con il visore FALKO, offrendo una visione che favorisce il coordinamento occhio-mano durante l'intervento prevenendo così cinetosi e problemi posturali.

Il braccio snodato può essere configurato secondo le esigenze operative e le caratteristiche tecniche dei locali.

Inoltre, grazie a uno speciale adattatore, è compatibile anche con telecamere commerciali dotate di attacco fotografico standard e dal peso massimo di 500 grammi.



STESSO BRACCIO, TANTE APPLICAZIONI

A PARETE



A BASAMENTO



A MORSETTO



A PALO LAMPADA



A BANCO



A POGGIATESTA





PROMO BRACCIO PARETE

Estensione 70 cm



Codice: OF933PA

~~€1.101,68~~

€663,00

PROMO BRACCIO SERVOMOBILE



Codice: OF933BA

~~€945,03~~

€568,00

PROMO BRACCIO MORSETTO



Codice: OF933MO

~~€865,72~~

€521,00

PROMO BRACCIO GANASCIA

Ganascia a scelta: 45-50-60-70-80-90 mm



Codice: BROK01

~~€991,26~~

€596,00

FALKONNECT

LA STAZIONE MULTIMEDIALE



APPROFONDISCI



Commutazione senza interruzioni

FALKONNECT consente di gestire, selezionare e condividere simultaneamente diversi segnali video provenienti da una vasta gamma di dispositivi di imaging medico, come telecamere, apparecchiature a raggi X, ecografi, microscopi, navigatori chirurgici chirurgici, ecc... e la loro distribuzione verso più display medici o piattaforme di streaming online.

FALKONNECT è un processore video multicanale e multi finestra che consente una gestione semplice ma avanzata dei segnali video provenienti da dispositivi di imaging medico e la loro distribuzione verso i display medici o le piattaforme di streaming online. Con FALKONNECT i medici hanno la flessibilità di poter switchare facilmente tra i dispositivi di imaging medico in entrata e selezionare il segnale desiderato da mandare a display (fino a quattro simultaneamente), senza dover collegare o scollegare continuamente i cavi di

connessione. Inoltre, utilizzando la funzione "Multi-view", è possibile visualizzare fino a due finestre video contemporaneamente sulla stessa schermata, sia in modalità Picture in Picture che Side By Side.

Collegando direttamente FALKONNECT al registratore digitale e ad un PC Windows o Mac è possibile scattare foto, registrare video fino a 4K, fare telecooperazione medica a distanza e condurre attività didattiche con un ampio numero di partecipanti.

DR. CLAUDIO FARNARARO

DDS | MSC | ENDODONTIC EXCLUSIVIST

"Fino a un anno fa avevo solo il microscopio collegato al televisore, ora con FALKONNECT c'è una vera e propria Station con la quale posso interagire con i colleghi, fare telementoring ed educational. Una caratteristica particolarmente interessante è la possibilità di passare facilmente tra due finestre video. Posso visualizzarle contemporaneamente sulla stessa schermata e cambiare modalità tra Picture in Picture e Side By Side con estrema semplicità. Il sistema è estremamente intuitivo nell'utilizzo e si installa agevolmente nello studio senza creare alcun ingombro né causare difficoltà durante il lavoro."




VIDEO



GUARDA IL VIDEO
DI CHI CI LAVORA

ESEMPIO CONFIGURAZIONE FALKONNECT



I PROMO FALKONNECT

Processore video multicanale e multi finestra per la gestione dei segnali video provenienti da dispositivi di imaging medicale.

Principali caratteristiche

- 2 ingressi video HDMI provenienti da device hdmi e/o pc
- 1 uscita HDMI multiwiewer PIP-POP-SBS
- 1 ingresso PC HDMI
- 4 uscite splitter HDMI main PC
- 2 porte di alimentazione TX FALKO
- 1 uscita supplementare per OKKIO HDMI 12V
- Telecomando IR
- Alimentazione 220VAC/24VDC

Codice: FK701DTR

~~€2.581,80~~

€1.749,00



I PROMO HDD VIDEO RECORDER




Codice: DE6.302XR.4

~~€1.506,28~~

€985,00

Scopri la registrazione Ultra-HD reale con il videoregistratore digitale 4K UHD, progettato specificamente per applicazioni mediche. Con un semplice collegamento HDMI, cattura e archivia foto e video con risoluzione fino a 4K, assicurando che ogni dettaglio venga preservato con la massima chiarezza. L'hard disk estraibile (HDD) consente di trasferire facilmente i file su qualsiasi supporto informatico. Ideale per registrare immagini e video da dispositivi medici, questo registratore supporta una varietà di risoluzioni e frame rate per soddisfare ogni esigenza. Può essere controllato tramite il telecomando in dotazione o con il telecomando Esacam di Tecnomed Italia. Inoltre, con un collegamento USB al PC, è possibile visualizzare la ripresa direttamente tramite l'app Fotocamera di Windows o Mac e su piattaforme come Zoom, Meet, Teams e Skype.

HEAD TRACKING MOUSE



IL TUO GESTIONALE ODONTOIATRICO DIVENTA ANCORA PIÙ SMART

Head Tracking Mouse trasforma la gestione quotidiana del tuo studio dentistico, velocizzando l'inserimento dei dati in qualsiasi software odontoiatrico. Questo innovativo dispositivo permette di controllare il computer esclusivamente con i movimenti della testa, una pedaliera e comandi vocali, eliminando la necessità di mouse e tastiera. Con la dettatura vocale è possibile: scrivere testi, trascrivere file nelle cartelle dei pazienti, prendere appunti in tempo reale durante le visite e persino registrare conversazioni cliniche.

Oltre a migliorare l'efficienza operativa e digitalizzare i processi, Head Tracking Mouse eleva gli standard igienici, consentendo di risparmiare tempo e risorse preziose. Questo sistema avanzato permette ai professionisti di concentrarsi su attività di maggiore valore, aumentando la produttività e la redditività della clinica.


NESSUN SOFTWARE DA INSTALLARE

PLUG-AND-PLAY: applica il cursore wireless sul tuo caschetto, sulla cuffia o nell'asta dell'occhiale, posiziona il microfono sul camice, collega il ricevitore alla porta USB del tuo PC e il sistema è subito operativo!

COMPATIBILE CON



GUARDA IL VIDEO



PROMO HEAD TRACKING MOUSE

HEAD TRACKING MOUSE PER WINDOWS

Codice: **FK801MTR**

€ 753,99 **€ 470,00**



APPROFONDISCI



HEAD TRACKING MOUSE PER IOS

Codice: **FK801MTRM**

€ 753,99 **€ 470,00**



FALKOLED



ILLUMINA LA TUA VISIONE

Tecnomed presenta la gamma di illuminatori led applicabili su FALKO e OKKIO. La versione fissa per caschetto FALKO wireless, dal peso di soli 6 grammi, è una luce naturale di 5700 K° con spot rettangolare, assicura un campo visivo chiaro con un'illuminazione ottimale e priva di ombre dell'area di lavoro. Lo sfioramento di un touchpad posto sull'archetto del caschetto permette di gestire accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità luminosa fino a 32.000 lux. La versione mobile con touchpad con velcro adesivo e clip universale invece permette di applicare l'illuminatore velocemente su più caschetti FALKO e all'occorrenza su occhiali o visiere alimentandolo con un semplice power bank USB. Completano la gamma altre due versioni studiate appositamente per applicazioni su telecamera OKKIO e su tutte le telecamere con filetto passo fotografico. Una luce con spot circolare, oltre a garantire un campo visivo chiaro e privo di ombre, garantisce un'illuminazione stabile ed omogenea essenziale per ottenere foto e video di qualità. Il funzionamento dell'illuminatore è indipendente dalla telecamera.

PROMO FALKOLED

Per FALKO wired

Applicazione per FALKO wired:

- applicabile a più caschetti tramite clip universale
- accensione e regolazione intensità con touch pad con velcro adesivo
- spot quadrato 32.000 LUX, 5700 K°
- alimentazione USB

Codice: IL903F

~~€568,99~~

€349,00



CON CLIP UNIVERSALE
APPLICALO DOVE VUOI



PROMO FALKOLED

Per FALKO wireless


Applicazione per FALKO wireless
FK301DV-D3:

- Accensione e regolazione intensità touch pad su caschetto
- Spot circolare 24.000 LUX, 5700 K°
- Alimentazione FALKO

Codice: IL904FW

~~€502,66~~

€314,00



PROMO FALKOLED

Per telecamere universali

Applicazione universale per telecamere:

- Supporto passo fotografico 1/4-20 UNC
- Accensione e regolazione intensità con touch pad adesivo
- Spot circolare 24.000 LUX, 5700 K°
- Alimentazione USB 5VDC
- Lunghezza cavo 2mt.

Codice: IL902HU

~~€622,82~~

€382,00



PROMO FALKOLED

Per telecamere OKKIO HDM

Applicazione per telecamere OKKIO
HDMI:

- Alimentazione 12 VDC
- Accensione e regolazione intensità con touch pad ad innesto
- Spot quadrato 32.000 LUX, 5700 K°

Codice: IL901H

~~€644,07~~

€403,00

APPROFONDISCI



HANDY SURGERY

INOX LINE

Orgoglio italiano ●●●

Da oltre 10 anni, Tecnomed Italia innova le sale chirurgiche con la Handy Surgery - Inox Line, una linea versatile e configurabile, interamente Made in Italy. Realizzata in acciaio inox, garantisce qualità, resistenza e facilità di sanificazione, contribuendo a creare un ambiente sterile e sicuro per ogni intervento. La produzione italiana si riflette nella cura dei dettagli e nell'attenzione all'affidabilità dei materiali, assicurando un prodotto pensato per le esigenze quotidiane dei professionisti.

Oggi, la Handy Surgery - Inox Line si evolve in una Digital Operating Room, grazie all'integrazione del FALKO 3D System, un ecosistema configurabile progettato per adattarsi alle esigenze specifiche degli studi medici. Questo sistema integra tecnologie avanzate come il visore FALKO 3D Mixed Reality e la fotocamera OKKIO 3D, che sovrappongono dati digitali alle immagini reali, offrendo il miglior supporto visivo per gestire situazioni complesse.

Il FALKO 3D System affronta le sfide dell'integrazione dei dispositivi clinici, creando un ambiente interconnesso che combina imaging avanzato e realtà mista. Progettato per ottimizzare le procedure dentali e chirurgiche, si integra con strumenti già esistenti come scanner intraorali, microscopi e navigatori per impianti, consentendo una gestione intuitiva attraverso il movimento della testa. Questo sistema migliora le prestazioni cliniche, semplifica il flusso di lavoro e facilita la collaborazione in tempo reale con esperti a distanza, offrendo inoltre nuove opportunità di formazione per studenti e tirocinanti attraverso esperienze realistiche e collaborative.

Questa evoluzione rende la Handy Surgery - Inox Line un punto di riferimento per i medici professionisti, offrendo un ambiente interattivo e tecnologicamente avanzato, progettato per affrontare le sfide della chirurgia moderna con un approccio innovativo e orientato al futuro.

PROMO PACCHETTO HANDY SURGERY CENTRO STUDIO - INOX LINE

L'OFFERTA COMPRENDE LA SEGUENTE
CONFIGURAZIONE BASE:

- CARRELLO CHIRURGICO MAYCART INOX COD.DE1001X
 - Pannello impostazione strumenti lcd
 - Siringa Luzzani acciaio Minimate angolare
 - Micromotore ad induzione LED
 - Cordone per turbina 4 vie, safety handpiece
 - Bottiglia spray strumenti
 - Supporti strumenti autoclavabili
- POLTRONA MORPHEUS INOX COD.DE1000X
 - 4 motori, funzioni trendelenburg, manuali
 - Struttura inox
 - Imbottitura standard
 - Colore tappezzeria a scelta
 - Predisposizione multimediale per telecamere OKKIO e visore FALKO 3D



NOVITÀ
PREDISPOSIZIONE
MULTIMEDIALE



- ASPIRATORE CHIRURGICO ASPIROL INOX COD.DE1002X
 - Predisposto per anello umido
 - 2 supporti cannule autoclavabili
 - Cannula aspirasaliva e cannula aspiratore chirurgico
 - Bacinella in ceramica ruotabile 180° e sfilabile
 - Struttura inox con ruote




CONFIGURA LA
TUA PROMO



CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE
A PARTIRE DA € 449,00 AL MESE*

Codice: HSXCS1

SCEGLI ANCHE TU **HANDY SURGERY - INOX LINE**



PROMO SOLUZIONE CHIRURGIA HANDY SURGERY - INOX LINE



1. MOBILE PER MAYCART

Composizione esempio: HSX02

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm con 2 ante comprensivo di modulo cassettiera 7 cassetti.



SCANSIONA IL QR-CODE
E CONFIGURA LA TUA PROMO!

2. CARRELLO MAYCART

Codice: DE1001X

Carrello chirurgico Maycart in acciaio inox. Promo con configurazione a scelta.



SCANSIONA IL QR-CODE
E CONFIGURA LA TUA PROMO!

3. CARRELLO EASY TRAY

Codice: OF1003X.00

Carrello Easy Tray in acciaio inox, elettrificato, con 5 tray in acciaio inox estraibili e sterilizzabili. Asta porta flebo inclusa.

~~€1.720,00~~

€1.085,00

4. MOBILE MATRIX

Codice: OF1004.MX

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm comprensivo di PC con monitor 43" motorizzato, mouse e tastiera medicali.



SCANSIONA IL QR-CODE
E CONFIGURA LA TUA PROMO!

5. POLTRONA MORPHEUS

Codice: DE1000X

Poltrona chirurgica Morpheus in acciaio inox con predisposizione per sistema multimediale 3D. Sky disponibile in 30 colori. Promo con configurazione a scelta.



SCANSIONA IL QR-CODE
E CONFIGURA LA TUA PROMO!

6. CARRELLO ASPIROL

Codice: DE1002X

Carrello di aspirazione chirurgica centralizzata completo di bicchiere e bacinella. In acciaio inox. Promo con configurazione a scelta.



SCANSIONA IL QR-CODE
E CONFIGURA LA TUA PROMO!



CONFIGURA LA TUA PROMO

CONFIGURA



7

MOBILE LAVABO STERILA

Codice: WASHCH-380

Mobile lavabo Inox 800x650x1020(h) mm con 2 ante + lampada germicida UV-C e elettrovalvola.



SCANSIONA IL QR-CODE E CONFIGURA LA TUA PROMO!

8

CARRELLO SERVITORE

Codice: DE1005X

Carrello servitore Inox 3 ripiani 1000x500x935 mm. Quattro ruote piroettanti di cui due con freno.

~~€406,39~~

€266,00

9

MOBILE PER ASPIROL

Composizione esempio: HSX03

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm con 2 ante, comprensivo di modulo antina con 2 ripiani interni in vetro.



SCANSIONA IL QR-CODE E CONFIGURA LA TUA PROMO!

10

ESACAM A SOFFITTO

Composizione esempio: HSX01

Lampada EsaCam composta da: videocamera 30X, autofocus, braccio pantografo. Versione applicazione a soffitto per altezza da 2,7 a 3,2 metri.

€241,00*
AL MESE

11.

SURGICAL MULTILED

Codice: DE6.160

Lampada scialitica medica 160.000 lux testa singola. Diametro del riflettore: 700 mm. Per soffitto fino a 2,9 metri di altezza.

€231,00*
AL MESE

12.

PACCHETTO FALKO 3D SYSTEM

VEDI OFFERTA A PAGINA 4

Codice: OF312D3 x Windows 10Pro o superiore

Codice: OF412D3 x MacOS High Sierra o superiore

ABBINA ALLA TUA CONFIGURAZIONE

RISPARMA ALTRI 500€

APPROFONDISCI



ASPISMART

ASPIERVE

HANDY SURGERY


Soft Line

Orgoglio italiano ●●●

La Handy Surgery - Soft Line rappresenta l'alternativa che unisce il design minimalista bianco con la funzionalità e la qualità Made in Italy della "sorella" Inox Line, senza compromessi. Le configurazioni flessibili sono progettate per adattarsi alle esigenze specifiche delle discipline odontoiatriche, chirurgiche ed estetiche, rendendola ideale per cliniche che desiderano ottimizzare l'efficienza operativa. Questa linea si distingue per l'utilizzo di materiali di alta qualità e superfici antimicrobiche facili da pulire, pensate per ridurre lo stress operativo, migliorare l'accessibilità e semplificare la manutenzione quotidiana.

L'integrazione con il FALKO 3D System eleva ulteriormente l'ambiente medico, permettendo ai professionisti di gestire dati e immagini in tempo reale grazie alla Mixed Reality. Questa tecnologia avanzata offre una gestione visiva intuitiva attraverso il movimento della testa, ottimizzando il flusso di lavoro e facilitando la collaborazione a distanza con esperti. Combinata con il design ergonomico della Soft Line, crea un ecosistema integrato che supporta diagnosi, trattamento e formazione, migliorando l'efficienza clinica e arricchendo l'esperienza complessiva di medici e pazienti.

La Handy Surgery - Soft Line trasforma ogni spazio multifunzionale in un ambiente accogliente e performante, progettato per semplificare ogni fase dell'intervento chirurgico. Ogni componente è stato attentamente studiato per offrire un'esperienza chirurgica moderna e confortevole, rendendola la scelta ideale per i professionisti che cercano una soluzione tecnologicamente avanzata, capace di affrontare con successo le sfide della chirurgia contemporanea con un approccio innovativo e orientato al futuro.



PROMO PACCHETTO HANDY SURGERY CENTRO STUDIO - SOFT LINE

NOVITÀ
PREDISPOSIZIONE
MULTIMEDIALE



L'OFFERTA COMPRENDE LA SEGUENTE
CONFIGURAZIONE BASE:

- CARRELLO CHIRURGICO PROPHY 900 COD.DE900E

- Siringa Luzzani acciaio Minimate angolare
- Micromotore ad induzione LED
- Cordone per turbina 4 vie, safety handpiece
- 2 tray portastrumenti 28,4 x 18,3 cm
- Bottiglia spray strumenti
- Ripiano porta pedale



- POLTRONA MORPHEUS BIANCA COD.DE1000X

- 4 motori, funzioni trendelenburg, manuali
- 2 joystick movimetri poltrona
- Predisposizione multimediale per telecamera OKKIO e visore FALKO 3D
- Struttura bianca
- Colore tappezzeria a scelta



**- ASPIRATORE CHIRURGICO ASPISMART
COD.DE1002BRA**

- Sistema bacinella ad imbuto aspirante
- Cannula aspirasaliva e cannula aspiratore chirurgico
- Tray in alluminio 18x10 cm autoclavabile

CONFIGURA LA
TUA PROMO



CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE
A PARTIRE DA € 325,00 AL MESE*

Composizione esempio: HSBCS1

DIVENTA DIGITALE! ABBINA OKKIO HDMI ALLA TUA CONFIGURAZIONE HANDY SURGERY

PROMO OKKIO HDMI

Codice: **OF901KK**

Rif. **FK900D-2580HDL**

Telecamera okkio HDMI con illuminatore

+

Rif. **OF933PO**

Braccio a poggiatesta

+

Rif. **FK704UK**

FALKO Capture

ABBINALA ALLA TUA
CONFIGURAZIONE

RISPARMA
ALTRI
300€



SCEGLI TU COSA VUOI FARE:

- ✓ TRASMETTERE SU TV
- ✓ TRASMETTERE SU PC
- ✓ TRASMETTERE SU FALKO 3D
- ✓ REGISTRARE IN 4K
- ✓ CONDIVIDERE
- ✓ INTERAGIRE CON IL PAZIENTE

**VOGLIO
PROVARLO!**



PROMO SOLUZIONE CHIRURGIA HANDY SURGERY - SOFT LINE



1. CARRELLO EASY TRAY NANO

Codice: OF1003BIN.01

Carrello Easy Tray bianco, struttura metallica, elettrificato, con 3 tray in acciaio inox estraibili e sterilizzabili.

~~€845,33~~

€508,00

2. CARRELLO PROPHY 900

Codice: DE900E

Carrello chirurgico Prophy900. Promo con configurazione a scelta.



SCANSIONA IL QR-CODE
E CONFIGURA LA TUA PROMO!

3. POLTRONA MORPHEUS

Codice: DE1000X

Poltrona chirurgica Morpheus bianca, struttura metallica. Sky in 30 colorazioni. Promo con configurazione a scelta.



SCANSIONA IL QR-CODE
E CONFIGURA LA TUA PROMO!

4. FALKO 3D WIRED CON OKKIO HDMI 40X

Codice: OF512ND3

Rif. FK301DV-ND3
Promo FALKO Wired

Rif. FK900D-2580HDL
Promo OKKIO HDMI con illuminatore

Rif. BROK01
Promo braccio con ganascia

RISPARMIA
ALTRI
500€

ABBINALA ALLA TUA
CONFIGURAZIONE

5. BRACCIO ASPISMART

Codice: DE1002BRA

Braccio doppio snodo aspirazione chirurgica su poltrona.



SCANSIONA IL QR-CODE
E CONFIGURA LA TUA PROMO!

6. ESALIGHT 2 SU POLTRONA

Codice: DE6.3028

Esalight 2 con applicazione fissa a poltrona Morpheus.



SCANSIONA IL QR-CODE
E CONFIGURA LA TUA PROMO!

INFINITE SOLUZIONI



7.

8.

7. SERVOMOBILE

Codice: DE9.31.4SO

Servomobile con 4 cassetti.
500x475x810h mm.

~~€1.295,68~~

€855,00

8. MODULO LAVABO +TOP

Codice: WASHT15SO

Elemento lavello 500x480x900h mm,
con lavabo in ceramica filo piano.



SCANSIONA IL QR-CODE
E CONFIGURA LA TUA PROMO!



ESALIGHT2 SU STATIVO

Codice: DE6.3023ST

~~€2.838,25~~

€1.856,00

Lampada Esalight2, 60.000 lux, braccio pantografato su stativo mobile.

- Temperatura colore: 5000K* +/-10% • Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 x 200 mm
- Intensità: 8000 – 60000 Lux
- Maniglia removibile per rapida pulizia



CARRELLO ASPIROL

Codice: DE1002X




SCANSIONA IL
QR-CODE
E CONFIGURA LA
TUA PROMO!

Carrello di aspirazione chirurgica centralizzato completo di bicchiere e bacinella. Colore bianco.

Gruppo idrico completo di due cannule aspiranti. Bacinella in ceramica, gruppo fontanelle e supporti sono amovibili.

Promo con configurazione a scelta.



**CONFIGURA LA
TUA PROMO**

CONFIGURA



APPROFONDISCI



OVER

Orgoglio italiano ●●●

Il riunito odontoiatrico OVER è apprezzato per la sua robustezza, igiene e l'ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendolo la soluzione ideale per una vasta gamma di procedure, dall'odontoiatria generale all'igiene orale e profilassi.

Progettato per garantire la massima ergonomia nelle operazioni a due o quattro mani, assicura comfort ed efficienza operativa. Grazie al suo costo competitivo e alla facile manutenzione, il riunito OVER si conferma un investimento altamente redditizio per qualsiasi studio dentistico.



BRACCETTI SPRIDO

Azionando lo strumento la frusta avanza automaticamente, eliminando la forza di tensione del cordone. Brevettato.



CORDONI SAFETY HANDPIECE

Una luce sulla ghiera del cordone si accende quando il manipo lo ha bisogno di essere lubrificato. Brevettato.



FARETRA ASSISTENTE SNODATA

Un ampio raggio di movimento permette di utilizzare la faretra assistente anche dalla posizione a ore 10.



PANELLO COMANDI AGGIUNTIVO

Il pannello di controllo riconosce automaticamente lo strumento selezionato e permette di impostarne i valori.

PROMO CONFIGURAZIONE RIUNITO OVER

OKKIO USB in omaggio

L'OFFERTA COMPRENDE LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE:

- TAVOLETTA MEDICO
 - Braccetti S.P.R.I.D.O.
 - 3 Strumenti: siringa Luzzani Minilight, micromotore brushless LED Safety Handpiece, cordone turbina fibrato
 - Doppio pannello di comando 14 funzioni
- POLTRONA
 - Tre posizioni in memoria: Trendelenburg, posizione zero, last position
 - Poggiatesta con doppia articolazione
 - Sei sensori di sicurezza antischiacciamento
 - Predisposizione multimediale per FALKO 3D

NOVITÀ  
PREDISPOSIZIONE MULTIMEDIALE



- TAVOLETTA ASSISTENTE
 - Tavolettina a doppio snodo
 - Cannula aspirasaliva
 - Cannula aspiratore chirurgico
 - Pulsantiera 14 funzioni
- GRUPPO IDRICO
 - Bacinella in ceramica rotabile e estraibile
 - Predisposizione aspirazione anello liquido/umido
 - Bottiglia spray strumenti
 - Apertura gruppo idrico a 90°
 - Valvola di aspirazione
- LAMPADA ODONTOIATRICA LED ESALIGHT 2 COD. DE6.3023
 - Intensità luminosa fino a 60.000 Lux
 - Sensore per regolazioni
- TELECAMERA OKKIO USB IN OMAGGIO
 - Risoluzione fino a 4K
 - Obiettivo 25mm con zoom 4X
 - Messa a fuoco automatica o manuale
 - Con microfono
 - Connessione USB
 - Software di acquisizione e registrazione incluso



Composizione esempio: DEV011


€299,00*
AL MESE

CONFIGURA



OFFERTA PERSONALIZZATA?
CONFIGURA IL TUO OVER E RICHIEDI L'OFFERTA!

SCEGLI ANCHE TU Over



* NOLEGGIO / LOCAZIONE OPERATIVA - RATA INDICIZZATA SU 48 CANONI MENSILI. FOGLI ILLUSTRATIVI, TASSI E CONDIZIONI PRESSO L'ENTE EROGANTE. Immagini indicative e non vincolanti | Prezzi riportati IVA esclusa | Offerte valide fino al 30/04/2025 | Offerte soggette ad esaurimento scorte | Oneri per trasporto ed installazione esclusi | www.tecnomeditalia.com

PROMO SOLUZIONE STUDIO RIUNITO OVER



1. SEGGIOLINO STING ST

Codice: DE8.05TX

Seggiolino Sting ST con regolazione alzata e schienale. Sky disponibile in 30 colorazioni.

€925,42

€615,00

2. RIUNITO DENTALE OVER

Codice: DEVO.01E

Sky disponibile in 30 colorazioni. Predisposizione multimediale inclusa, lampada integrata esclusa. Promo con configurazione a scelta.



SCANSIONA IL QR-CODE E CONFIGURA LA TUA PROMO!

3. ESALINE COMPLETA

Composizione esempio: HSB03

Soluzione completa illuminazione: EsaCam con videocamera 30x e autofocus + lampada Esalight 2 + applicazione a soffitto per altezza da 2,7 a 3,2 metri).

€282,00*
AL MESE

**HDD VIDEO RECORDER
INCLUSO**



4.



4. CARRELLO MULTIMEDIALE EASY TRAY

Codice: OF1003BI.OK

Carrello Easy Tray bianco, struttura metallica, elettrificato, con 5 tray e asta porta flebo, completa di OKKIO HDMI su braccio snodato e monitor 19" con console di registrazione HDD foto e video in 4K.

€199,00*
AL MESE

INFINITE SOLUZIONI



ESACAM A PARETE

Composizione
esempio: OV01

€242,00*
AL MESE

Lampada Esacam, versione applicazione a parete, composta da: videocamera 30X, autofocus, braccio pantografato.



ESALIGHT2 A PARETE

Composizione
esempio: OV02

~~€2.619,30~~
€1.587,00

Lampada EsaLight2, versione applicazione a parete, con braccio pantografato



ESACAM A PAVIMENTO

Composizione
esempio: OV03

€241,00*
AL MESE

Lampada EsaCam, versione applicazione a pavimento, composta da: videocamera 30X, autofocus, braccio pantografo.



MOBILE SIMPLE LINE

Codice: DE9.24SX

Mobile 2080x500x900mm completo di: lavello a sinistra + servomobile 4 scomparti + cassetteria 4 scomparti + mobile antina + elettrovalvola.

~~€2.934,36~~
€1.981,00



APPROFONDISCI



STERINOX

Orgoglio italiano ●●●

La linea di sterilizzazione Sterinox di Tecnomed Italia è progettata per offrire un ambiente professionale e igienico, con un'attenzione particolare alla facilità di sanificazione, fondamentale per mantenere uno spazio medico impeccabilmente sterile e sicuro. Realizzata interamente in acciaio inox, Sterinox si distingue per la sua robustezza, resistenza alla corrosione e facilità di pulizia, caratteristiche essenziali in contesti dove l'igiene è prioritaria.

Completamente modulabile, Sterinox permette di adattare i suoi elementi alle specifiche esigenze di spazio e organizzazione di ogni studio. La versatilità di questa linea la rende ideale per cliniche specializzate in chirurgia odontoiatrica e per studi che necessitano di soluzioni efficaci per la gestione della sterilizzazione.

Un'innovazione chiave della linea Sterinox, oggi ampiamente imitata, è il sistema di illuminazione a LED integrato, progettato per migliorare la visibilità dell'operatore senza causare abbagliamenti diretti o riflessi indesiderati. La luce, posizionata strategicamente dietro una guida in acciaio e inclinata a 45°, garantisce un'illuminazione ottimale delle superfici di lavoro.

Le soluzioni sono pensate per essere configurabili e personalizzabili, rispondendo alle diverse necessità degli studi sia in termini di spazio che di prestazioni e mantenendo sempre un focus su praticità ed efficienza.



PROMO CONFIGURAZIONE SALA STERILIZZAZIONE

Con licenza SGT + tablet configurato in omaggio

APPROFONDISCI



PROVA LA DEMO SGT



IN OMAGGIO



L'OFFERTA COMPRENDE LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE:

- 2 MODULI CON 6 CASSETTI IN ACCIAIO INOX
Modello codice DE9.36X, dimensioni 500x480x900(h) mm, guide scorrevoli con ammortizzatore integrato, sei cassetti estraibili.
- 1 MODULO CON ANTA IN ACCIAIO INOX
Modello codice DE9.37X, dimensioni 500x480x900(h) mm con due ripiani in vetro temperato, regolabili ed estraibili.
- 1 MODULO CON LAVELLO IN ACCIAIO INOX
Modello codice WASHCH-ST, dimensioni 500x480x900(h) mm, con elettrovalvola e interruttore a pedale e vasca lavello a filo piano elettrosaldata.
- TOP IN ACCIAIO INOX
Modello codice DE9.38.65X più lavello, dimensioni 2000x650x30(h) mm.
- LICENZA SGT + TABLET CONFIGURATO IN OMAGGIO



CONFIGURA LA TUA PROMO



CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE A PARTIRE DA € 249,00* AL MESE

Configurazione esempio: ST01MS

IL SISTEMA GESTIONE TRACCIAMENTO SGT

CHE COS'È SGT:

SGT (Sistema di Gestione del Tracciamento) è il sistema certificato e brevettato da Tecnomed Service (dipartimento di sviluppo di Tecnomed Italia) per la registrazione forzata e l'archiviazione automatica di tutti gli step del processo di sterilizzazione, comprendente anche gli esiti delle apparecchiature sensibili e quelli dei test chimici di sterilizzazione. Grazie al sistema SGT non occorre più avere un registro cartaceo, che deve essere aggiornato manualmente: il processo viene registrato in maniera digitale, facendo risparmiare tempo all'operatore e denaro allo studio. Inoltre viene garantito che l'operatore esegua correttamente tutti gli step del processo di sterilizzazione, a partire dalla decontaminazione, grazie alla compilazione guidata.

IL SISTEMA REGISTRA:

- L' avvenuta sequenza degli step del processo di sterilizzazione: nessun margine di errore
- Data e ora di inizio e fine processo: controllo dei tempi impiegati.
- Report di autoclavi, termodisinfettori dei test chimici e fisici, sia in formato fotografico che in formato digitale: corretta archiviazione dei dati sotto l'aspetto giuridico.



COMPATIBILE CON:



Prova la DEMO



PROMO VASCA AD ULTRASUONI DIGICLEAN

In acciaio Inox

La Vasca ultrasuoni Digiclean 5l genera un'elevata potenza ultrasonica che, associata a un detergente disinfettante, garantiscono un'azione di pulizia rapida ed efficace rimuovendo lo sporco anche nelle parti difficilmente accessibili. Realizzata completamente in acciaio Inox antigraffio, si dimostra resistente nel tempo contro gli agenti corrosivi e usuranti.

Principali caratteristiche

- Vasca ultrasuoni con coperchio e rubinetto di scarico.
- Capacità nominale: 5,04 litri (240x150x140) mm
- Realizzata completamente in acciaio Inox antigraffio.
- L'intuitivo pannello comandi ti permette di regolare il tempo (da 1 a 99 minuti), la temperatura (da 0°C a 80 °C) e la frequenza degli ultrasuoni.
- Rispetto delle norme EN ISO 13485:2016

L'offerta comprende

- Vasca ultrasuoni
- Cestello grande e piccolo in acciaio inox a maglie piccole.
- Due bicchieri in vetro Pyrex da 600ml.
- Supporto per due bicchieri.

Codice: **OFCLEA5L**

~~€ 809,00~~

€369,00



APPROFONDISCI



PROMO DISTILLATORE ELETTRICO

Con esterno in PVC



Tecnostil è il nuovo distillatore di Tecnomed Italia che genera acqua distillata per ebollizione grazie alla ricondensazione forzata. Semplice sia nell'installazione che nell'utilizzo, è in grado di produrre 1,5 litri di acqua distillata pura in un'ora. Timer di spegnimento automatico ad esaurimento acqua, esterno in pvc bianco e vasca in acciaio inox.

Codice: **DEA05Q**

~~€279,72~~ **€145,00**

PROMO GREEN&CLEAN IDN

MD

Dispositivo Medico

ULTRA CONCENTRATO!
500 LITRI DI SOLUZIONE
PER VASCA ULTRASUONI



METASYS

protect what you need



VAI ALLO SHOP
E SCOPRI TUTTE LE PROMO



Concentrato disinfettante, adatto all'utilizzo in vasca ultrasuoni. 5 litri di concentrato diluiti al 1% producono 500 litri di soluzione pronta all'uso. Spettro d'azione: battericida, levuricida e tubercolicida. Privo di aldeidi e fenoli. Confezione contenente tanica da 5 litri.

Codice: **60030034**

~~€125,65~~ **€80,00**

ETICHETTATRICE AUTOMATICA SGT PRINT

Con rotolo da 800 etichette comprese

SGT-Print è la prima etichettatrice autonoma digitale con rilevatore di viraggio in classe 1 conforme alla ISO 11140-1.

Grazie alla memoria intelligente permette di stampare con un solo comando il numero di etichette desiderate riportando automaticamente:

- Numero di lotto
- Data
- Data scadenza
- Numero progressivo confezioni
- Codice operatore

Le etichette, a doppio adesivo con barra migrante, possono essere applicate sulle confezioni degli strumenti prima del ciclo di sterilizzazione e successivamente sulla cartella del paziente.

Codice: **DEA4.13SGTA**

~~€1.166,00~~
€715,00



APPROFONDISCI



PROMO ETICHETTATRICE PINTEX MEDICAL

Con 2 linee di stampa



L'etichettatrice Printex Medical, a due linee di stampa, è lo strumento ideale per la tracciabilità dei prodotti sterilizzati. Si applicano dopo il confezionamento in quanto dotate di un indicatore di avvenuta sterilizzazione. Massima sicurezza grazie alla possibilità di inserire la data di sterilizzazione, la data di scadenza e il numero di lotto.

Codice: **DEA4.13**

~~€152,39~~
€103,00

SIGILLATRICE TERMOSEAL 300



Compatta ed affidabile. Riscaldamento a ciclo continuo, zero tempi di attesa. Barra di alluminio a vista indistruttibile. Possibilità di regolazione della temperatura. Larghezza saldatura: 15 mm. Lunghezza saldatura: 360 mm. Lunghezza asta porta rotoli: 375 mm.

Codice: **SEA300**

~~€648,00~~
€342,00

SIMU3D

MEDICAL EDUCATION

SIMULATORI ODONTOIATRICI MULTIMEDIALI DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA DIDATTICA ED ESERCITAZIONI PRATICHE IN ODONTOIATRIA E IGIENE ORALE



SIMU3D è la linea di simulatori multimediali di ultima generazione di Tecnomed Italia, progettata per esercitazioni e didattica avanzata in odontoiatria e implantologia. Creata per rispondere alle esigenze della didattica odontoiatrica moderna e preparare al "lavoro alla poltrona" nello studio digitale, ogni postazione è equipaggiata con dispositivi multimediali, tra cui un monitor medico, un collegamento audio-video con il docente e una lampada operatoria LED da 40.000 lux.

Collocata su un braccio snodato dedicato, la telecamera 3D di Tecnomed Italia, con zoom ottico 4X, offre il grande vantaggio di inquadrare e trasmettere in tempo reale lo stesso "punto di vista" tra docente e discente. La riproduzione fedele sul "simulatore paziente" consente una didattica più efficace e un apprendimento immediato e pratico. Un'altra caratteristica che facilita la didattica è la possibilità per i docenti di condividere riprese in stereoscopia 3D direttamente sugli smartphone dei discenti. Questi, dotati di visori VR commerciali, possono partecipare da qualsiasi parte del mondo. Allenarsi con il simulatore 3D offre un'esperienza unica, riducendo significativamente la curva di apprendimento.

Le postazioni dei discenti possono essere equipaggiate con una telecamera 2D, che consente di visualizzare sul monitor, in tempo reale e in modalità "side by side", sia la simulazione del docente che la propria esercitazione. Collegando lo smartphone, i discenti possono registrare il video del confronto tra la propria esercitazione e quella del docente, condividerlo e analizzare eventuali errori o riviverlo comodamente a fine lezione.



In un'ottica ergonomica, la postazione è anche dotata di

strumentazione tradizionale, come manichino, siringa aria-acqua, due moduli per strumenti dinamici e due terminali di aspirazione. Come optional, è possibile aggiungere un ablatore e una lampada polimerizzante. Per soddisfare tutte le esigenze specifiche, ogni aula può essere progettata su misura da Tecnomed Italia, sia dal punto di vista ergonomico che multimediale, garantendo un servizio di elevata qualità e un supporto tecnologico all'avanguardia.



ESEMPIO ACCESSORI



ESEMPI DI BANCO STUDENTE / CORSISTA



ESEMPI DI BANCO DOCENTE / RELATORE



**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**


**PROGETTO MULTIMEDIALE
COMPRESO NEL SERVIZIO!**





La lampada Esalight2 è progettata per essere montata su qualsiasi riunito grazie agli adattatori palo lampada (non inclusi). Questo sistema di installazione versatile consente di sostituire facilmente una vecchia lampada dentale già presente in studio, offrendo una soluzione moderna e performante per l'illuminazione odontoiatrica.

APPROFONDISCI



PROMO ESALIGHT2 CON OKKIO USB

Caratteristiche lampada

- Accensione e regolazione intensità touchless
- Temperatura colore: 5000K* +/-10%
- Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 X 200 mm
- Intensità: 8000 - 60000 Lux
- Alimentazione 12/17/24 VAC

Caratteristiche videocamera

- Definizione 4K
- Zoom fisso 4X
- Obiettivo da 25mm F8.0

- Messa a fuoco automatica o manuale
- Microfono
- Connessione USB
- Software di acquisizione e registrazione compreso

Codice: DE6.3023UK

€78,00*
AL MESE



VIDEO



GUARDA IL VIDEO
DI CHI CI LAVORA

* NOLEGGIO / LOCAZIONE OPERATIVA - RATA INDICIZZATA SU 24 CANONI MENSILI. FOGLI ILLUSTRATIVI, TASSI E CONDIZIONI PRESSO L'ENTE EROGANTE.
PER IMPORTI INFERIORI A 145 EURO MENSILI LA RATA DIVENTA TRIMESTRALE.

SOLUZIONI SENZA CONFINI | OTTOBRE 2024 - APRILE 2025

PROMO LAMPADA ESALIGHT2

Principali caratteristiche

- Accensione e regolazione intensità touchless
- Temperatura colore: 5000K* +/-10%
- Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 X 200 mm
- Intensità: 8000 - 60000 Lux
- Alimentazione 12/17/24VAC



MONTAGGIO	Con adattatore per il tuo riunito	A soffitto	A soffitto testa doppia	A parete	Su stativo mobile	A pavimento
RIFERIMENTO	Codice prodotto DE6.3023	Composizione esempio OV02S	Composizione esempio OV02DS	Composizione esempio OV02	Codice prodotto DE6.3023ST	Composizione esempio OV02P
PREZZO	€1.089,00 €712,00	€2.450,20 €1.490,00	€3.973,60 €2.459,00	€2.619,30 €1.587,00	€2.838,25 €1.856,00	€2.471,00 €1.499,00

PROMO LAMPADA ESACAM

La qualità del lavoro è strettamente legata alla capacità di vedere, nell'area di intervento, anche i dettagli più microscopici. Esacam risponde a questa esigenza: si presenta come una lampada operatoria tradizionale, integrando una videocamera Full HD con zoom ottico 30X e autofocus. Offre una qualità di visione eccellente, che consente di ingrandire l'area operatoria e mettere in evidenza particolari difficilmente visibili ad occhio nudo.

In questo modo si potenziano le capacità del professionista e, cosa non meno importante, si previene l'affaticamento visivo.

Oggi, grazie alla lampada operatoria Esacam, documentare, registrare o condividere immagini e video è semplice e alla portata di tutti.



APPROFONDISCI



Caratteristiche lampada

- Accensione e regolazione intensità touchless
- Temperatura colore: 5000K* +/-10%
- Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 X 200 mm
- Intensità: 8000 - 60000 Lux
- Alimentazione 12/17/24 VAC

Caratteristiche videocamera

- Definizione FullHD
- Zoom regolabile fino a 30X
- Messa a fuoco automatica o manuale
- Microfono
- Diaframma automatico o manuale
- Telecomando IR
- Connessione HDMI

MONTAGGIO	Con adattatore per il tuo riunito	A soffitto	A soffitto testa doppia Esalight 2 + Esacam	A parete	Su stativo mobile	A pavimento
RIFERIMENTO	Codice prodotto DE6.3022R	Composizione esempio HSX01	Composizione esempio HSB03	Composizione esempio OV01	Codice prodotto DE6.3022RST	Composizione esempio OV03
PREZZO	€206,00* AL MESE	€241,00* AL MESE	€282,00* AL MESE	€242,00* AL MESE	€258,00* AL MESE	€241,00* AL MESE

PROMO LAMPADA SURGICAL MULTILED

A soffitto o su stativo mobile

La luce per eccellenza. Ideale per sale operatorie e poliambulatori moderni, è indispensabile per interventi chirurgici complessi, come quelli maxillofacciali, dove è necessaria una luce senza compromessi.

La versione a doppia testa illumina fino a 300.000 lux. Le lampade scialitiche medicali SURGICAL multiLED offrono un'illuminazione eccellente per tutte le applicazioni chirurgiche, odontoiatriche e non solo. Il design funzionale e lineare, unito a una struttura leggera, rende queste lampade estremamente maneggevoli.

Il sistema di sospensione a braccio articolato con 6 giunti, bilanciato, permette un posizionamento stabile e preciso. Dalla versione più semplice a una testa fino al top di gamma con doppia testa, telecamera integrata e terzo braccio per monitor, le lampade SURGICAL soddisfano ogni esigenza chirurgica.



NOVITÀ

LAMPADA DOPPIA MULTIMEDIALE

SOLUZIONE PERSONALIZZATA?

CONTATTACI



Caratteristiche comuni

- Temperatura del colore: regolabile da 3300 a 5000 k°
- Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Profondità di illuminamento: ≥1300mm
- Irradianza totale: 426 W / m²
- Dimensione del campo chiaro: 160 ~ 280mm
- Durata della lampadina led: 50,000h
- Tensione di alimentazione: AC110-240v, 50 / 60Hz

A SOFFITTO TESTA SINGOLA

Illuminamento 160.000 Lux, diametro riflettore 700 mm.

Codice: DE6.160

€231,00*
AL MESE

SU STATIVO TESTA SINGOLA

Illuminamento 140.000 Lux, diametro riflettore 500 mm.

Codice: DE6.1215

€185,00*
AL MESE


PROMO TELECAMERA INTRAORALE DETECT

Con centralina


La telecamera intraorale DETECT è stata progettata per essere un eccellente strumento diagnostico, in grado di offrire immagini dettagliate e di alta qualità della cavità orale. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di identificare con precisione carie occlusali e superficiali, placca e tartaro. La facilità di trasferimento delle immagini senza fili rende la telecamera intraorale DETECT particolarmente pratica ed efficiente.

Principali caratteristiche

- Obiettivo grandangolare con messa a fuoco automatica.
- Luce blu specifica per il rilevamento di carie, tartaro e placca.
- Possibilità di visualizzare e alternare facilmente tra una e quattro immagini sullo schermo.
- Funzionalità di navigazione e cancellazione delle immagini direttamente dal manipo.
- Trasferimento delle immagini al computer via Wifi (compatibile solo con sistemi Windows) o tramite salvataggio su chiavetta USB.
- Uscite HDMI e VGA per la connessione a schermi esterni.



DENTE CARIATO



TARTARO



PLACCA DENTALE

Codice: AP295HD

~~€912,00~~ €535,00

APPROFONDISCI



PROMO CARRELLI DIGITAL IMAGING



L'OFFERTA COMPRENDE:

- Monitor Visiomed 19" di Tecnomed Italia, schermo piatto 19" formato 16:10, risoluzione HD 1440 x 900, input VGA, HDMI. Rif. MOT19SE
- Telecamera intraorale DETECT , WiFi, obiettivo grandangolare, luce blu specifica per il rilevamento di carie, tartaro e placca. Rif. AP295HD
- Braccio monitor pantografato per carrello Soft.
- Carrello SOFT bianco, struttura metallica, non elettrificato, con 2 ripiani fissi e ripiano intermedio regolabile in altezza. Rif. ES1003BS



Codice: OFES1003

~~€1.950,61~~ **€1.139,00**

PROMO RIUNITO DIGITAL IMAGING

L'OFFERTA COMPRENDE:

- Monitor Visiomed 19" di Tecnomed Italia, schermo piatto 19" formato 16:10, risoluzione HD 1440 x 900, input VGA, HDMI. Rif. MOT19SE
- Telecamera intraorale DETECT , WiFi, obiettivo grandangolare, luce blu specifica per il rilevamento di carie, tartaro e placca. Rif. AP295HD
- Braccio monitor snodato per installazione su palo lampada, con ganasce palo Ø 42-45 mm (ganasce disponibili in diversi diametri).



Codice: OF522HD

~~€1.738,40~~ **€997,00**

PROMO TELECAMERA INTRAORALE USB

Double Touch

La telecamera intraorale Double Touch cattura dettagli minuti della cavità orale, migliorando la comunicazione con il team e i pazienti. Grazie al cavo USB, è possibile collegare la telecamera a più PC in ambienti differenti, utilizzando il software incluso. Dotata di pulsanti di cattura immagine sia sul lato anteriore che posteriore del manipolo, facilita la raccolta di immagini delle arcate superiori e inferiori. La telecamera è caratterizzata da un'ampia profondità di campo e da una semplicità d'uso notevole.

Principali caratteristiche

- Qualità dell'immagine ad alta definizione con risoluzione HD 1080P 30FPS
- Funzione zoom 1~4X (disponibile con risoluzione a 720 pixel)
- Regolazione illuminazione LED
- Compatibile con il sistema Windows: XP , Vista, 7, 8, 10, 11 (32 bites e 64 bites).
- Collegamento USB, cavo 2,5 metri

APPROFONDISCI



Codice: AP293UT

~~€580,80~~ **€340,00**



PROMO PC MEDICALE SOFT TOUCH

21.5" Touchscreen

APPROFONDISCI



Il PC MEDICALE SoftTouch "all in one" con touch screen, dotato di alimentatore conforme alla normativa IEC60601, offre soluzioni avanzate per la visualizzazione accurata di immagini e colori. Progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze, si distingue per la qualità delle immagini e per la facilità di installazione e sanificazione, aspetti fondamentali in ambienti a rischio di contaminazione.



Caratteristiche Principali*

- Pannello touch screen 21.5"
- Windows 11 Professional.
- Alimentatore medicale IEC 60601.

Codice: MOT248PCT

~~€2.323,95~~ €1.396,00



*
GUARDA LE
CARATTERISTICHE

PROMO MONITOR VISIONMED

19" LCD ad alta luminosità

APPROFONDISCI



I monitor Visionmed 19" di Tecnomed Italia hanno un design sottile e utilizzano uno schermo LCD ad alta luminosità.

Dotati di un cristallo di protezione anteriore, lo schermo è resistente alla polvere e impermeabile agli agenti pulenti. Progettati per garantire prestazioni ottimali, questi monitor offrono una visualizzazione eccellente di immagini a colori e in scala di grigi.

Principali caratteristiche comuni

- Resistente ai graffi, all'acqua e agli impatti grazie al vetro protettivo.
- Schermo piatto 19" TFT LED formato 16:10.
- Risoluzione HD 1440 x 900. Input VGA, HDMI.
- Retroilluminazione LED. Attacco VESA 100.
- Alimentazione 12VDC.

MONITOR CON ALIMENTATORE MEDICALE

Codice: MOT19MEN

~~€697,96~~ €407,00

MONITOR CON ALIMENTATORE STANDARD

Codice: MOT19SE

~~€457,84~~ €267,00



PROMO RADIOGRAFICO TECNOXRAY

Palmare TIM-X e valore dap in tempo reale

DISPONIBILE ANCHE SU STATIVO

Nel radiografico TECNOXRAY a corrente continua, i parametri di esposizione vengono impostati in totale sicurezza tramite il palmare wireless di ultima generazione TIM-X. Il micro fuoco da 0,3 mm consente di ottenere radiografie dettagliate con qualsiasi tipo di film o sensore, riducendo al minimo il tempo di esposizione e la dose emessa. La possibilità di gestire kilovolt [kV], milliampere [mA] e tempo di esposizione [ms] a distanza lo rendono unico nel suo genere.

Principali caratteristiche

- Valore del DAP in tempo reale.
- Tubo Toshiba D-045 OX/70-4 OX/70-3.
- Punto focale: 0,3 mm (IEC 336).
- Doppio braccio pantografato, leggero e autobilanciato.
- Funzione convenzionale e RVG.

RADIOGRAFICO CON PALMARE A CORRENTE CONTINUA

Codice: DE73RX

€105,00*
AL MESE

APPROFONDISCI



PROMO RADIOGRAFICI STANDARD

Con telecomando wireless

DISPONIBILE ANCHE SU STATIVO

Principali caratteristiche comuni

- Immediati e semplici da utilizzare
- Macchia focale precisa, eccellente qualità d'immagine.
- Bassi tempi di esposizione e basse emissioni
- Funzione convenzionale e RVG.
- Comando Wireless, certificato IMQ, incluso.
- Maneggevoli: doppio braccio pantografato, leggero e autobilanciato.
- Facili da installare, non necessitano di un impianto.

RADIOGRAFICO ENDORALE DC

Codice: DE71RX

€99,00*
AL MESE

RADIOGRAFICO ENDORALE AC

Codice: DE72RX

€79,00*
AL MESE



* NOLEGGIO / LOCAZIONE OPERATIVA - RATA INDICIZZATA SU 24 CANONI MENSILI. FOGLI ILLUSTRATIVI, TASSI E CONDIZIONI PRESSO L'ENTE EROGANTE. PER IMPORTI INFERIORI A 145 EURO MENSILI LA RATA DIVENTA TRIMESTRALE.

Immagini indicative e non vincolanti | Prezzi riportati IVA esclusa | Offerte valide fino al 30/04/2025 | Offerte soggette ad esaurimento scorte | Oneri per trasporto ed installazione esclusi | www.tecnomeditalia.com

PROMO SENSORE INTRAORALE

Tecnomed Italia presenta in esclusiva il nuovo sensore RVG dentale, progettato per garantire un'elevata accuratezza diagnostica con un occhio di riguardo alla convenienza economica.

Dotato di un chip in silicio avanzato, questo sensore elimina l'utilizzo di materiali tradizionali come il cesio ioduro (CsI), riducendo così l'effetto sfocatura e assicurando immagini nitide e stabili nel tempo. Perfetto per studi dentistici che vogliono mantenere alti standard diagnostici senza aumentare i costi.

Grazie alla tecnologia photon-counting, impiegata finora solo

nelle TAC cliniche, il nuovo sensore RVG rappresenta una vera rivoluzione nel campo odontoiatrico. Il sistema di imaging diretto riduce le interferenze luminose, tipiche dei sistemi indiretti, offrendo una maggiore precisione nelle diagnosi. Inoltre, la sua ampia gamma dinamica elimina la necessità di regolazioni manuali complesse, permettendo di regolare rapidamente contrasto e luminosità per ottenere immagini ottimali in ogni situazione. Questa caratteristica migliora l'efficienza operativa, riducendo i tempi di acquisizione e semplificando il flusso di lavoro.

PRINCIPALI VANTAGGI:

- **Immagini cristalline e stabili:** grazie alla tecnologia a chip di silicio, riduce l'effetto sfocatura e assicura prestazioni costanti nel tempo.
- **Tecnologia photon-counting:** innovazione unica che offre immagini dirette, evitando interferenze luminose per una qualità diagnostica impeccabile.
- **Efficienza ottimizzata:** ampia gamma dinamica che elimina il bisogno di regolazioni complesse dell'esposizione.
- **Prezzo competitivo:** tecnologia avanzata per una soluzione all'avanguardia ad un costo sorprendentemente accessibile per ogni studio odontoiatrico.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Risoluzione effettiva: 12~ 14 lp/mm
- Tempo di imaging: 3 secondi
- Area sensibile (attiva): 30x20 mm
- Spessore: 5 mm
- Connessione: cavo USB 2.0, 3 metri
- Compatibile con Windows 10 Pro /11

Codice: RVG19X

€129,00*
AL MESE

CON TECNOLOGIA
PHOTON-COUNTING



APPROFONDISCI



* FINANZIAMENTO A TASSO ZERO - RATA INDICIZZATA SU 10 CANONI MENSILI (IVA ESCLUSA) - TAN: 0% TAEG: 15,94%
FOGLI ILLUSTRATIVI E CONDIZIONI PRESSO L'ENTE EROGANTE.

SOLUZIONI SENZA CONFINI | OTTOBRE 2024 - APRILE 2025

PROMO CARRELLI ELETTRIFICATI

APPROFONDISCI



EASY TRAY BIANCO

- Carrello Easy Tray bianco:
- struttura metallica
 - elettrificato
 - tray in acciaio inox estraibili
 - tray in acciaio inox sterilizzabili
 - Asta porta flebo inclusa.

Codice: **OF1003BI.00**

~~€1.267,22~~
€762,00

EASY TRAY INOX

- Carrello Easy Tray in acciaio inox:
elettrificato
- 5 tray in acciaio inox estraibili
 - 5 tray in acciaio inox sterilizzabili
 - Asta porta flebo inclusa

Codice: **OF1003X.00**

~~€1.720,00~~
€1.085,00



PROMO ACCESSORI PER EASY TRAY



SUPPORTO MONITOR PER CARRELLO EASY TREY
ATTACCO VESA 75/100

Codice: **SVET9010L**
~~€243,57~~ **€143,00**

COMPONI IL BRACCIO FRONTALE PER IL CARRELLO EASY TRAY !

BRACCIO PORTA MANIPOLI




BRACCIO FRONTALE INOX A DOPPIO SNODO. OSPITA FINO A 3 SUPPORTI
Codice: **DE1003X.5M**
~~€371,25~~ **€231,00**

SUPPORTI MANIPOLI

	Impianti tipo A	Impianti tipo B	Piezosurgery	Elettrobisturi
PER MANIPOLO				
CODICE	DE1003X.1	DE1003X.1.1	DE1003X.2	DE1003X.3
PREZZO SINGOLO	€107,00 €67,00			

PROMO CARRELLI SOFT

APPROFONDISCI



CARRELLO SOFT BIANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Struttura metallica
- 2 ripiani fissi (ripiano superiore 53x29,5 cm e ripiano inferiore 54x34 cm) e ripiano intermedio di 27,5x47,5 cm regolabile in altezza
- Dimensioni 600x410x890 mm
- Altezza da terra: 89 cm.

Codice: ES1003BS

~~€341,50~~

€225,00

PROMO ACCESSORI SOFT

BRACCIO PANTOGRAFATO

Il braccio pantografato, in abbinamento al carrello "Soft", crea una soluzione versatile e completa per il lavoro quotidiano in ambito odontoiatrico. Il braccio è progettato per sostenere monitor fino a 24 pollici, offrendo una postazione funzionale che consente al medico di visualizzare immagini e dati in modo efficiente e di migliorare la comunicazione con il paziente. Integrando una telecamera intraorale e strumenti per l'igiene, il sistema si trasforma in una stazione di profilassi pratica e ben organizzata, perfetta per gli igienisti che necessitano di flessibilità e comodità nel loro ambiente di lavoro. Il carrello "Soft", grazie al suo design ergonomico, permette di avere sempre a disposizione gli strumenti necessari, rendendo più semplice e rapido lo spostamento all'interno dello studio. Questa combinazione garantisce prestazioni elevate, riduce i tempi operativi e migliora l'esperienza sia per i professionisti che per i pazienti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Bianco dentale
- Attacco VESA 75/100
- Dimensione massima monitor 24"

Codice: BR9003AR

~~€251,86~~

€162,00



PROMO MICROMOTORE ENDODONTICO MOTOPEX

Con rilevatore apicale integrato


- Motore brushless super compatto e leggero.
- Rilevatore apicale integrato: misurazione canalare real-time.
- Ampia gamma di impostazioni di velocità e coppia.
- File system pre-programmati (30 programmi di file system inclusi).
- Funzione reciprocante.
- Mini testina del contrangolo ruotabile di 360°, 6:1.
- Cordless per una completa libertà di movimento.
- Compatibile con la maggior parte delle lime rotanti tra cui Protaper, Protaper Next, Sandoline ecc.
- Ricarica wireless con autonomia di lavoro di 90 minuti per una carica completa.
- Funzione di arresto automatico inverso.
- Velocità 100-1200 g/m. Torque 0.4-5.0 Ncm

Codice: MM19APX

~~€1.433,60~~

€682,00

APPROFONDISCI



PROMO AI-PEX DTE

Con tester di vitalità pulpare



- Tester per la polpa
- Connessione ad Endo Smart
- Autocalibrazione all'avvio
- Risposte in tempo reale
- Affidabilità per i canali irrigati
- Schermo LCD 3,8"
- Accuratezza del 97,71%
- Batteria ricaricabile

Codice: RV004WX

~~€891,52~~

€399,00

APPROFONDISCI



PROMO DPEX-V DTE



- Calibrazione automatica
- Traiettoria di misurazione più accurata
- Anti-interferenza
- Segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel codotto radicolare
- Schermo LCD 4,5"

Codice: RV003WN

~~€353,92~~

€168,00

PROMO FI-P

Manipolo per otturazioni a condensazione verticale

Fi-P è ideale per l'ammorbidimento del materiale di otturazione del canale radicolare, la diffusione verticale del materiale di riempimento del canale e la compattazione del materiale di riempimento. 4 temperature di lavoro. Manipolo wireless peso 80 gr. Controllo preciso delle temperature. 4 ore di autonomia. Puntali inclusi: 0.40 mm, 0.45 mm, 0.55 mm, 0.55 mm

Codice: GG210P

~~€891,52~~

€424,00



PROMO FI-E

Manipolo per iniezione elettrica della guttaperca

Sistema di iniezione della guttaperca Woodpecker a controllo elettronico, sistema a doppio pulsante e tre velocità di iniezione (lenta, media, veloce). Controllo della temperatura ad alta precisione. Velocità di riscaldamento di soli 15 secondi. 5 temperature di lavoro. Manipolo wireless peso 148 gr. Controllo preciso delle temperature. 4 ore di autonomia. 4 aghi per iniezione, 2 punte protettive e chiave per aghi da iniezione inclusi.

Codice: GG220E

~~€1.339,52~~

€637,00




SISTEMA GUTTAPERCA

PROMO LAMPADINE POLIMERIZZATRICI

APPROFONDISCI



	PROGRAMMI / TEMPI	INTENSITÀ LUMINOSA PROGRAMMA HYPER	INTENSITÀ LUMINOSA PROGRAMMA RAMP	PESO MANIPOLO	CODICE	PREZZO
1.	<ul style="list-style-type: none"> • HYPER 3 / 3+3 secondi • RAMP 10 / 20 secondi 	3.500 mW/cm ²	1.500 mW/cm ²	216 gr	PP3500W	€ 711,36 € 404,00
2.	RAMP 10 / 20 / 30 secondi	/	2.100 mW/cm ²	150 gr	PP2100W	€ 580,32 € 330,00
3.	RAMP 10 / 20 / 30 secondi	/	1.100 mW/cm ²	113 gr	PP1100W	€ 486,72 € 276,00



	PROGRAMMI	INTENSITÀ LUMINOSA MASSIMA	INTENSITÀ LUMINOSA MINIMA	PESO MANIPOLO	CODICE	PREZZO
4.	/	1.100 mW/cm ²	/	110 gr	PP630L	€ 134,40 € 79,00
5.	/	1.000 mW/cm ²	/	100 gr	PP632L	€ 134,40 € 79,00
6.	TURBO - STANDARD - LOW	1.600 mW/cm ²	400 mW/cm ²	173 gr	PP201L	€ 309,12 € 181,00

PROMO MICROMOTORE IMPLANTOLOGIA IMPLANT AIR

Led con contrangolo led 20:1 incluso



Implant Air è l'ultima e più avanzata versione del motore implantare di Woodpecker, completamente progettato per essere semplice, preciso e affidabile per la chirurgia implantare. È dotato di un micromotore svizzero che produce una coppia di 80N cm e di un manipolo LED 20:1 con cuscinetti tedeschi che consentono la massima stabilità e durata nel tempo. Uscita di coppia continua precisa e affidabile; la coppia viene visualizzata in "tempo reale" e rimane al valore di coppia preimpostato durante la procedura, consentendo al

professionista di avere la certezza che la coppia non si arresti o si riduca automaticamente durante il posizionamento dell'impianto.

Quando la coppia raggiunge il suo valore preimpostato rimane a questo valore senza arresto automatico che può creare un'uscita di coppia insufficiente con altri motori.

Implant Air è dotato di calibrazione automatica della coppia all'accensione del motore per garantire la precisione assoluta ed eliminare le fasi operative manuali.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Intervallo di coppia: (20:1) da 5 Ncm a 80 Ncm.
- Pompa peristaltica ultra silenziosa.
- Volume massimo dell'acqua: 135 ml/minuto.
- Pedale multifunzione.
- Manipolo contrangolo LED 20:1 incluso.

Codice: MM800L

€96,00*
AL MESE



APPROFONDISCI



* NOLEGGIO / LOCAZIONE OPERATIVA - RATA INDICIZZATA SU 24 CANONI MENSILI. FOGLI ILLUSTRATIVI, TASSI E CONDIZIONI PRESSO L'ENTE EROGANTE. PER IMPORTI INFERIORI A 145 EURO MENSILI LA RATA DIVENTA TRIMESTRALE.

Immagini indicative e non vincolanti | Prezzi riportati IVA esclusa | Offerte valide fino al 30/04/2025 | Offerte soggette ad esaurimento scorte | Oneri per trasporto ed installazione esclusi | www.tecnomeditalia.com

PROMO UNITÀ PIEZO AI SURGERY PIEZO BONE

L'unità Ai-Surgery Piezo Bone è la più recente generazione di dispositivi Piezo Bone dotata di significativi progressi tecnologici per assicurare risultati chirurgici di eccellenza. Il sistema di controllo intelligente identifica automaticamente la qualità e la resistenza dell'osso, regolando di conseguenza la potenza ottimale per evitare surriscaldamenti durante l'operazione. È ideale per una vasta gamma di procedure quali estrazioni atraumatiche, sollevamenti del seno mascellare, alveoloplastiche, estensioni corionali, spaccature delle creste ossee e molte altre ancora.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- **Sistema di controllo intelligente:** identifica automaticamente la qualità e la resistenza dell'osso, regolando la potenza ottimale per prevenire il surriscaldamento durante l'operazione.
- **Efficienza migliorata:** garantisce un'efficienza di taglio impeccabile.
- **Interfaccia user-friendly:** nuova interfaccia operativa, più facile e pratica per l'uso quotidiano dei medici.
- **Regolazione del flusso d'acqua:** diversi livelli disponibili per personalizzare il flusso secondo le necessità.
- **Risciacquo facile:** sistema di risciacquo attivabile con un semplice tocco del pedale.
- **Pedale multifunzione:** permette di controllare molteplici funzioni in modo pratico ed efficiente.
- **Pompa peristaltica ultrasilenziosa:** assicura un controllo del flusso continuo e preciso.
- **Manipolo autoclavabile e inserti inclusi.**

Codice: PSR2000

€183,00*
AL MESE

APPROFONDISCI



Formula

**4
FREE**



TUTTI I MANIPOLI CHE VUOI
con **GARANZIA VALIDA** anche
in caso di **DANNI ACCIDENTALI**

A PARTIRE DA € 96,00

Al mese*

CADUTA ACCIDENTALE?
ERRORE DI LUBRIFICAZIONE?

ZERO PENSIERI!

RIPARAZIONE GRATUITA
ENTRO **6 GIORNI!**

* PROMO DISPONIBILE SOLO PRESSO I DEPOSITI AUTORIZZATI

**VUOI CONOSCERE IL DEPOSITO PIÙ VICINO CHE ADERISCE
ALL'INIZIATIVA? CONTATTA IL NOSTRO AREA MANAGER**



PROMO TURBINE

La turbina Ivory si distingue per la manutenzione facile e rapida, resa possibile dal sistema di lubrificazione Fast-Oil che garantisce interventi sicuri ed economici. La testina di dimensioni ridotte facilita l'accesso a zone difficili, migliorando l'efficacia del trattamento e garantendo compatibilità con gli attacchi più diffusi. La fibra ottica in vetro e i cuscinetti in ceramica migliorano la visibilità e riducono il rumore, contribuendo a un ambiente di lavoro più tranquillo. Il sistema di irrigazione a 3 spray assicura pulizia e freschezza nell'area di lavoro, aumentando l'efficienza e la sicurezza dei trattamenti.

APPROFONDISCI



IVORY
Mechanikkonzept



	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
1.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi KaVo®	T501LK	€ 642,85 € 389,00
2.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi Bien-Air®	T501LB	€ 798,76 € 483,00

	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
3.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi NSK®	T501LN	€ 642,85 € 389,00
4.	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi Sirona®	T501LS	€ 642,85 € 389,00

PROMO DRITTI

APPROFONDISCI



IVORY
Mechanikkonzept



	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
1.	Manipolo dritto blu 1:1, fibra ottica, velocità massima 40.000 rpm, spray interno. Silk Line	SL211L	€ 454,27 € 275,00
2.	Manipolo dritto blu 1:1, cieco, velocità massima 40.000 rpm, spray interno. Neo Line	SL211E	€ 293,56 € 123,00

PROMO CONTRANGOLI



Il meglio della microtecnologia permette di avere un'eccellente maneggevolezza con un'elevata affidabilità e precisione. Gli organi di trasmissione meccanici sono stati progettati mantenendo una soglia di tolleranza estremamente bassa, in modo da poter trasmettere la potenza sviluppata dal micromotore senza dispersioni di energia e rumore, eliminando le vibrazioni. Le dimensioni ridotte della testina permettono di raggiungere le zone più sensibili e di difficile accesso. L'alta purezza del conduttore di luce, prodotto in materiale vetroso, permette di ridurre l'indice di rifrazione che, unito ad un'ampia finestra di irraggiamento, garantisce una brillantezza senza eguali, con un campo di lavoro privo di zona d'ombra.

Tutti i contrangoli sono termo disinfettabili e sterilizzabili in autoclave a 135°C.

**NOVITÀ
80 N**

APPROFONDISCI



	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
1.	Contrangolo impianti verde 20:1, cieco, 2.000 rpm, 80 Ncm, spray esterno. Silk Line	SL4201C	€ 400,00 € 242,00
2.	Moltiplicatore rosso 1:5, fibra ottica, 200.000 rpm, quattro spray. Silk Line	SL415L	€ 730,79 € 442,00

	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
3.	Contrangolo blu 1:1, cieco, 40.000 rpm, spray interno. Neo Line	SL411E	€ 366,84 € 222,00
4.	Contrangolo blu 1:1, fibra ottica, 40.000 rpm, spray interno. Silk Line	SL411L	€ 578,98 € 350,00

PROMO MICROMOTORI



APPROFONDISCI



Il Micromotore pneumatico Ivory Silk Line è disponibile con e senza illuminazione LED. La sua straordinaria potenza assicura prestazioni superiori, rendendolo adatto per una vasta gamma di procedure mediche. Tutti i micromotori sono termo disinfettabili e sterilizzabili in autoclave a 135°.



MICROMOTORE LED

Codice: M714L

~~€ 568,76~~

€ 344,00



MICROMOTORE CIECO

Codice: M714C

~~€ 222,20~~

€ 134,00



PROMO ATTACCHI PER TURBINE

Compatibili con tutti i tipi di turbine

APPROFONDISCI



IVORU
Mechanikkonzept



A completamento delle turbine Silk Line, è possibile scegliere gli attacchi rapidi corrispondenti, compatibili anche con la maggior parte degli attacchi turbina presenti sul mercato. Scegliere un attacco identico a quello già in uso garantisce la totale intercambiabilità degli strumenti, ottimizzando così i

costi. La possibilità di rotazione degli strumenti a 360° e una fonte luminosa led, aumentano la performance della turbina garantendo un'illuminazione brillante del campo di lavoro per più di 50.000 ore.

	COMPATIBILITÀ	LUCE	SPRAY	ATTACCO	CODICE	PREZZO
1.	W&H®	Si	No		C30LW	€ 182,85 € 111,00
2.	Ivory KaVo®	No	Si		C31K	€ 124,87 € 75,00
3.	Ivory Sirona®	Led	Si		C30LS	€ 231,99 € 140,00
4.	Ivory NSK®	Led	No		C30LN	€ 187,18 € 113,00
5.	Ivory KaVo®	Led	Si		C31LK	€ 191,74 € 116,00
6.	Ivory KaVo®	Led	No		C30LK	€ 175,44 € 106,00
7.	Ivory Bienair®	Si	No		C30LB	€ 221,38 € 134,00
8.	Ivory Sirona®	No	No		C30S	€ 114,92 € 69,00

PROMO TESTINE CONTRANGOLI

Compatibili con tutti i tipi di angoli



APPROFONDISCI



Le testine Ivory montate sui contrangoli Silk Line per profilassi ed endodonzia, grazie alle dimensioni ridotte, consentono un accesso semplificato nei quadranti posteriori e al sito di preparazione.

Con il serraggio rotostop, le testine possono essere estratte e sostituite in modo semplice e veloce su tutta la linea a seconda della funzione o del rapporto di riduzione desiderato.

	COMPATIBILITÀ	INDICAZIONI	VELOCITÀ MAX.	Ø FRESA	CODICE	PREZZO
1.	KaVo® 80LD-L80	Standard, rapporto 1:1	40.000 rpm	1,6 mm	SL680C	€ 218,14 € 132,00
2.	KaVo® 67LH	Standard, rapporto 2:1	20.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL621C	€ 220,68 € 133,00
3.	KaVo® CL3	Chirurgia, rapporto 3:1	10.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL631C	€ 228,87 € 138,00
4.	KaVo® 3LDSY-L3Y	Endodonzia, rapporto UD04	5.000 rpm	3,5/4 mm (ENDO)	SL633Y	€ 218,14 € 132,00
5.	KaVo® 68LH/LDN	Standard, rapporto 1:1	40.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL611C	€ 220,68 € 133,00
6.	KaVo® 31LR-L31	Profilassi, rapporto 1:1	3.000 rpm	SNAP-ON	SL621P	€ 218,14 € 132,00
7.	KaVo® 53LDN-L53	Profilassi, rapporto BF60	3.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL653C	€ 218,14 € 132,00
8.	KaVo® S201	Chirurgia, rapporto 3:1	10.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL620X	€ 269,81 € 163,00

AP-B PROPHYLAXIS CENTER

Ablatore ultrasuoni & air-flow

SOLUZIONE COMBINATA E COMPLETA PER UNA PERFETTA PROFILASSI!

AP-B è l'unità stand-alone dedicata all'igiene orale. Unisce sinergicamente gli strumenti indispensabili alla profilassi dentale: un ablatore piezoelettrico dalla tecnologia indolore ed uno sbiancatore. Progettato per offrire un uso professionale intensivo, con un trattamento efficiente e confortevole per il paziente. Si distingue per il suo design irriverente e una praticità senza eguali. La soluzione completa per una profilassi perfetta.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Lo strumento garantisce la rimozione del tartaro residuo a livello sopragengivale e sottogengivale, con un intervento mini-invasivo. Indipendente dalla rete idrica.
- Doppio manipolo: uno dedicato all'air polishing sopragengivale e uno al debridement sottogengivale.
- Compatibile SATELEC® e con doppia possibilità di utilizzo: bicarbonato di sodio e glicina/eritritolo.
- Manipolo ultrasonico leggero ed ergonomico, LED, con vibrazione ellittica.
- L'air polisher, dotato di micro-ugello, fornisce un significativo effetto sulle superfici occlusali, interprossimali e perfino su bracket ortodontici da sempre di difficile pulizia.
- Controllo touch di precisione, resistente all'acqua.
- 6 inserti in dotazione.



COMPATIBILE
SATELEC®

VIDEO



GUARDA IL VIDEO
DI CHI CI LAVORA



PROMO PACCHETTO COMPLETO SISTEMA MULTIFUNZIONE AP-B

L'OFFERTA COMPRENDE:

- Unità stand-alone AP-B Prophylaxis Center; ablatore ultrasuoni & air-flow 2 in uno. Rif. SCR40APB
- Carrello SOFT bianco, struttura metallica, non elettrificato, con 2 ripiani fissi e ripiano intermedio regolabile in altezza. Rif. ES1003BS

Codice: OFR41APB

€96,00*

* NOLEGGIO / LOCAZIONE OPERATIVA - RATA INDICIZZATA SU 24 CANONI MENSILI. FOGLI ILLUSTRATIVI, TASSI E CONDIZIONI PRESSO L'ENTE EROGANTE. PER IMPORTI INFERIORI A 145 EURO MENSILI LA RATA DIVENTA TRIMESTRALE.

PROMO SBIANCANTE PROPHY SILK - IVORY

Prophy Silk di Ivory è un' apparecchio sbiancante a polvere di bicarbonato, delicato con lo smalto, ideale per la rimozione della placca, per la decolorazione e per la pulizia dei denti.

Può essere utilizzato con polvere sodio bicarbonato o glicina ad uso odontoiatrico, con dimensioni delle particelle da 25 a 65 µm.



COMPATIBILE CON	ATTACCO	ROTAZIONE 360°	PESO (gr)	CODICE	PREZZO
Ivory KaVo®		Sì	356	P900K	€ 533,35 € 322,00
Ivory Bienair®		Sì	356	P900B	€ 533,35 € 322,00
W&H®		Sì	356	P900W	€ 533,35 € 322,00
Ivory NSK®		Sì	356	P900N	€ 533,35 € 322,00
Ivory Sirona®		Sì	356	P900S	€ 533,35 € 322,00

APPROFONDISCI



PROMO POLVERE SBIANCANTE

Indicate per trattamenti sopragengivali



- Bicarbonato in polvere Fast PT-S1, indicato per trattamenti sopragengivali.
- Gusto limone.
- Granulometria ~ 65 µm
- Durezza: 2,5 Mohs.
- Contenuto: 4 flaconi da 300 grammi

Codice: PP065BIL

€86,49

€58,00



- GLICINA Gentle-mini, particolarmente indicato per i pazienti sensibili, adatto per trattamenti sopragengivali.
- Gusto neutro.
- Granulometria ~ 25 µm
- Contenuto: 4 flaconi da 120 grammi

Codice: PP025GLN

€86,49

€58,00

PROMO ABLATORI DA BANCO

ABLATORE PT-3



TRATTAMENTO INDOLORE: ricostruzione canalare minimamente invasiva



PT MASTER 3 è l'innovativo ablatore parodontale progettato per garantire un trattamento completamente indolore. Si distingue per la sua avanzata tecnologia ultrasonica, che assicura massima efficacia e prestazioni elevate. Grazie alle sue vibrazioni ellittiche, con un'ampiezza di soli 20 - 60 µm, il trattamento è confortevole e privo di dolore per il paziente.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Vibrazioni con movimento ellittico.
- Inserti in titanio: flessibili, confortevoli, delicati sui denti e non danneggiano lo smalto.
- Touch system: ultra sensibile e waterproof.
- Pannello di controllo touch system: semplice da utilizzare, con variazione della potenza di vibrazione facilmente impostabile e controllabile tramite indicatore progressivo.
- Sistema automatico di alimentazione dell'acqua.
- Manipolo con tecnologia a LED autoclavabile.
- 5 Inserti in dotazione.

Codice: SCR3000

€ 1.891,90

€1.074,00

APPROFONDICI



SCOPRI L'INTERA LINEA PER IGIENE DENTALE
APPROFONDISCI SUL NOSTRO STORE



ABLATORE U6 LED

Oscillazioni sinusoidali modulate.
Controllo touch di precisione.
Collegamento diretto alla rete idrica.
Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti EMS®. 7 inserti in dotazione.

Codice: AR602FO

€473,99

€275,00



ABLATORE D3 LED

Collegamento diretto alla rete idrica.
Funzioni: Scaling e Perio.
Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti Satelec®.
5 inserti in dotazione.

Codice: AR705FO

€257,15

€149,00



ABLATORE UDS-E

Indipendente dalla rete idrica grazie al dispenser in dotazione.
Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
Manipolo autoclavabile compatibile con inserti EMS®. 8 inserti in dotazione.

Codice modello LED: SCR602FO

€734,72

€426,00

Codice modello CIECO: SCR602

€551,84

€320,00

PROMO ABLATORI DA BANCO

ABLATORE D600 Led

Si colloca per potenza e tecnologia tra i migliori prodotti disponibili sul mercato e tra le apparecchiature più scelte da parte degli specialisti dell'endodonzia per la possibilità di effettuare la ricostruzione canale minimamente invasiva.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Oscillazioni sinusoidali modulate.
- Controlli touch di precisione, waterproof.
- Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
- Possibilità di erogazione dell'acqua: rete idrica, dispenser integrato.
- Monitoraggio automatico della frequenza.
- Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti Satelec®
- 7 inserti in dotazione.

Codice: SCR600E

~~€ 841,25~~

€ 488,00



ABLATORE D7

Ablatore piezoelettrico con funzioni Scaling, Endo e Perio. Due dispenser in dotazione con capienza 350 ml e 500 ml. Pedale di controllo. Manipolo autoclavabile compatibile con inserti Satelec®. 8 inserti in dotazione.

Codice: SCR705

~~€ 551,04~~

€ 320,00



TRAY PER ABLATORE

Tavoletta tray per palo diametro 45/50 mm, ideale per avere l'ablatore sempre a portata di mano. Dimensioni 26x30 cm. Ablatore non incluso.

Codice: TR50T

~~€ 76,80~~

€ 45,00



ABLATORE D5

L'ablatore ideale per chi predilige il collegamento diretto alla rete idrica. Il pannello comandi intuitivo permette di selezionare le funzioni Scaling, Endo e Perio. Manipolo autoclavabile, compatibile con inserti Satelec®. 6 inserti in dotazione.

Codice: AR705

~~€ 348,99~~

€ 202,00



ABLATORE UDS-L

Ablatore piezoelettrico da banco con serbatoio esterno. Funzioni Scaling, Endo e Perio, pedale di controllo e intensità delle vibrazioni regolabile. Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti EMS®. 6 inserti in dotazione.

Codice: AR602

~~€ 473,89~~

€ 234,00



ABLATORE UDS-K

Ablatore piezoelettrico con controllo digitale e ricerca automatica della frequenza. Manipolo autoclavabile compatibile con inserti EMS®. 5 inserti per igiene e profilassi in dotazione.

Codice: AR602N2

~~€ 257,15~~

€ 149,00

PROMO MANIPOLI ABLATORI

COMPATIBILI SATELEC®

1. **Codice: M17S**
Manipolo cieco compatibile SATELEC®
~~€179,20~~ **€103,00**

2. **Codice: M17SL**
Manipolo LED compatibile SATELEC®
~~€215,04~~ **€123,00**

COMPATIBILI EMS®

3. **Codice: M16A**
Manipolo cieco compatibile EMS®
~~€138,12~~ **€79,00**

4. **Codice: M16AL**
Manipolo LED compatibile EMS®
~~€215,04~~ **€123,00**

5. **Codice: M16UL**
Manipolo LED compatibile EMS® SINE
WAVE DRIVE
~~€210,56~~ **€120,00**



APPROFONDISCI



KIT CONVENIENZA COMPATIBILE EMS®

DOTAZIONE KIT CONVENIENZA COMPATIBILE EMS®

- 1 manipolo ablatore compatibile EMS® codice M16A.
- 3 inserti Scaling codice PG031.
- 3 chiavi stringipunte codice K14E.

Codice: OFM16A
~~€230,60~~ **€129,00**



KIT CONVENIENZA COMPATIBILE SATELEC®

DOTAZIONE KIT CONVENIENZA COMPATIBILE SATELEC®

- 1 manipolo ablatore compatibile Satelec® codice M17S.
- 3 inserti Scaling codice PG079.
- 3 chiavi stringipunte codice K14E.

Codice: OFM17S
~~€271,60~~ **€149,00**



PROMO INSERTI TECNOMED ITALIA

Compatibili con i principali produttori di ablatori

INSERTI TECNOMED ITALIA
A PARTIRE DA

€11,00



VAI ALLO SHOP
E SCOPRI TUTTE LE PROMO

SHOP



SCEGLI I NOSTRI INSERTI

Gli inserti ultrasonici **MARCHIATI TECNOMED ITALIA** sono progettati per offrire prestazioni eccezionali durante le procedure chirurgiche, grazie a una trasmissione ottimale degli ultrasuoni. Sviluppatisi grazie a un'esperienza ventennale e in collaborazione con un partner certificato ISO, questi inserti sono realizzati in acciaio chirurgico inossidabile, garantendo resistenza, durabilità e prestazioni superiori.

Autoclavabili e ideali per un uso continuativo, gli inserti conservano la loro forma originale più a lungo, riducendo significativamente l'usura causata dall'abrasione durante i processi di ablazione. Questa caratteristica ne aumenta l'efficacia e la durata, permettendo di effettuare procedure precise e minimamente invasive. La compatibilità con i principali ablatori disponibili sul mercato, unita a un prezzo competitivo, rende gli inserti di Tecnomed Italia una scelta versatile e conveniente per i professionisti del settore.

**SCALING - PERIO - PIEZOCHIRURGIA
CONSERVATIVA - PROTESICA - ENDO**

D.LGS. 81/08: SALUTE E SICUREZZA PER IL TUO LAVORO

Il D.lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. In generale pertanto qualsiasi luogo di lavoro e qualsiasi azienda sono soggetti alle prescrizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori imposte dal Decreto.

Naturalmente la salute e la sicurezza in un ambiente di lavoro passano anche per la qualità dell'aria. In particolare, in ambito sanitario, rappresenta spesso uno degli elementi cardine in grado di assicurare o al contrario compromettere il benessere di chi vi opera (e di chi viene operato).



ARIA PURA CON STERIL FAN

La linea Steril Fan comprende apparecchiature per il trattamento biologico dell'aria, assicurando l'eliminazione di tutti gli agenti patogeni come batteri, virus, funghi e muffe presenti nell'aria.


Ogni apparecchiatura, grazie alle lampade UVC interne, è in grado di garantire un trattamento costante di sanificazione degli ambienti.

L'aria viene convogliata in una apposita camera interna all'apparecchio che, per irradiazione, abbatte drasticamente la carica microbica presente nell'aria.

Potendo funzionare continuamente h24, anche in presenza di persone, permette di mantenere la carica microbica dell'aria sempre a livelli controllati e sicuri.

PROTEGGI I TUOI PAZIENTI IN SALA D'ATTESA

CON STERIL FAN



ARIA STERILE E PULITA
con tecnologia UVGI

APPROFONDISCI



PROMO STERILIZZATORE D'ARIA

STERILIZZATORE D'ARIA A PARETE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

Sterilizzatore d'aria a parete con tecnologia UVGI. Installazione in soli 30 minuti.
Copertura ambiente: 30m². Portata: 800 m³/h.
Dimensioni: 1000x330x200 mm (lpxh).



STERIL FAN F30

Codice: SFA2030F

~~€943,00~~

€547,00

INSTALLAZIONE IN SOLI 30 MINUTI come una tv a parete



APPROFONDISCI




STERILIZZATORE D'ARIA PORTATILE SU RUOTE



STERIL FAN P60

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

Sterilizzatore d'aria portatile, a doppio stadio, con tecnologia UVGI.
Copertura ambiente: 60m². Portata: 1500 m³/h.
Dimensioni: 460x350x1100 mm (lpxh).



Codice: SFA2060P

~~€2.093,00~~

€1.214,00

LEGIONELLA: QUANDO PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato le nuove linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi:

www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf

Come riportato nel D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il titolare dello studio ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure di sicurezza appropriate per prevenire il rischio di esposizione a Legionella. La qualità dell'acqua dei riuniti odontoiatrici è di considerevole importanza poiché sia i pazienti che gli operatori sono regolarmente esposti all'acqua ed all'aerosol generato dagli strumenti rotanti. Per ridurre la contaminazione microbica e/o la formazione del biofilm all'interno dei circuiti idrici del riunito, si raccomanda di disinfettare l'acqua con trattamenti in continuo o discontinui.



APPROFONDISCI



LA SICUREZZA DI UNA CONTINUA DECONTAMINAZIONE


Le infezioni da legionella rappresentano uno dei rischi sanitari più frequenti negli studi dentistici. La trasmissione avviene per inalazione di aerosol. Gli aerosol possono causare infezioni, che possono essere molto pericolose per la salute umana. I sistemi di decontaminazione dell'acqua METASYS possono contrastare con successo il rischio di legionella. Anche in caso di contaminazione molto elevata, il carico di legionella può essere eliminato. Mentre la maggior parte dei filtri presenti sul mercato dopo un anno devono essere sostituiti, con WEK Light vengono cambiate

solo le ricariche della soluzione decontaminante GREEN&CLEAN WK (certificata CE 0044) senza necessità di interventi tecnici. È un sistema automatico di decontaminazione costante dell'acqua del riunito per la prevenzione dalla legionella in odontoiatria, come previsto dalla legge. Rimuove il biofilm e previene la formazione di calcare. Possibilità di decontaminazione intensiva. Risolve i problemi di intasamento e gocciolamento degli spray del riunito. Il marchio CE del prodotto ne garantisce l'elevato standard di qualità e delle capacità decontaminanti.

PROMO DECONTAMINATORE WEK LIGHT METASYS

Con il sistema di decontaminazione del riunito WEK Light, METASYS offre una soluzione al rischio di infezioni da batteri della legionella, ma anche dai pericoli derivanti ad esempio da escherichia coli o stafilococchi. L'impianto, certificato CE, assicura una decontaminazione continua dell'acqua, senza intaccare condotte e strumenti, e protegge allo stesso tempo il riunito dall'accumulo di calcare. Utilizzando lo specifico agente decontaminante GREEN&CLEAN WK le siringhe, le turbine, i manipoli, i contrangoli e i bicchieri vengono alimentati con acqua decontaminata e allo stesso tempo viene rimosso anche il biofilm più ostinato dalle tubazioni.

SENZA WEK METASYS



CON WEK METASYS



WEK LIGHT I DA RIUNITO

Codice: 05020019

~~€1.001,17~~ **€689,00**

WEK LIGHT C CARENATO

Codice: 05020026

~~€1.495,93~~ **€957,00**



METASYS
protect what you need

APPROFONDISCI



FORMAZIONE, IGIENE E SICUREZZA NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

I microrganismi fanno parte della nostra vita quotidiana e il rischio di infezione solitamente non è considerato elevato. Tuttavia, negli studi medici la situazione cambia: il rischio di infezione è significativamente più alto. Il continuo afflusso di pazienti e la natura stessa del lavoro richiedono un'igiene rigorosa e costante. La responsabilità del medico verso il personale, i pazienti e sé stesso impone l'utilizzo di detergenti e disinfettanti altamente efficaci. Con GREEN&CLEAN, METASYS vi offre una soluzione completa che risponde a tutti i requisiti e le linee guida igieniche, garantendo massima sicurezza.

Argomenti principali:

- Conoscere e aggiornarsi sulle modalità di trasmissione delle infezioni
- Avere una rigorosa osservanza delle indicazioni per il controllo delle infezioni
- Anamnesi
- Indumenti protettivi
- Decontaminazione e detersione
- Disinfezione
- Sterilizzazione
- Profilassi
- Formazione del personale



Questi sono solo alcuni dei temi trattati nel programma di formazione del personale, organizzato da METASYS e Tecnomed Italia. Una serie di training di aggiornamento online gratuiti, rivolti in particolare alle assistenti e al nuovo personale.

GUARDA IL CALENDARIO CORSI
E ISCRIVITI



GREEN&CLEAN

TRE PRODOTTI PER TUTTO LO STUDIO

PROMO DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI

METASYS
protect what you need

Dopo ogni trattamento è fondamentale disinfettare e pulire tutte le superfici contaminate, sia per contatto che per nebulizzazione.

Forse non sai che: in caso di nebulizzazione, è necessario rispettare un raggio di espansione di 2 metri.

GREEN&CLEAN SK Nuova Formula: un unico prodotto per tutte le superfici. Adatto a tappezzerie, superfici in plastica, mobili, ecc..., garantisce una disinfezione efficace e completa su ogni superficie, senza rovinarle.



VAI ALLO SHOP
E SCOPRI TUTTE LE PROMO



Disinfezione a nebulizzazione, soluzione disinfettante pronta all'uso particolarmente adatta per le superfici sensibili all'alcool. Tempi d'azione brevi. Priva di aldeidi, fenoli e fosfati. La confezione contenente 6 flaconi da 750ml e 2 spruzzatori schiumogeni.

Codice: 60030111
€105,54

€68,00

MD

Dispositivo Medico

PROMO DECONTAMINAZIONE E PULIZIA STRUMENTARIO

METASYS
protect what you need

GREEN&CLEAN ID N, ULTRA CONCENTRATO è la risposta di METASYS per la decontaminazione dello strumentario e del lavaggio in vasca ad ultrasuoni. GREEN&CLEAN ID N è il disinfettante concentrato con proprietà detergenti superiori che rispetta l'ambiente. Permette di ottenere con una tanica convenienza da 5 litri, 1000 litri di soluzione per la decontaminazione o 500 litri di soluzione per il lavaggio in vasca ultrasuoni.



ULTRA CONCENTRATO!
1000 LITRI DI SOLUZIONE
PER LA DECONTAMINAZIONE

VAI ALLO SHOP
E SCOPRI TUTTE LE PROMO



Concentrato disinfettante adatto alla decontaminazione degli strumenti. 5 litri di concentrato diluiti al 0,5% producono 1000 litri di soluzione pronta all'uso. Spettro d'azione: battericida, levuricida e tubercolicida. Privo di aldeidi e fenoli. Confezione contenente tanica da 5 litri.

Codice: 60030034

€125,65

€80,00

MD

Dispositivo Medico

PROMO DISINFEZIONE AREE SPECIALI

METASYS
protect what you need

Cattivi odori, problemi di funzionamento e ridotta efficienza aspirante sono segnali di una manutenzione insufficiente del sistema di aspirazione. Molti non sanno che, oltre alla disinfezione giornaliera dei condotti, è fortemente raccomandata una disinfezione supplementare dopo ogni intervento chirurgico per prevenire la coagulazione del sangue nelle tubature. Questo assicura un sistema sempre efficiente e igienicamente sicuro.

GREEN&CLEAN M2 è un concentrato duale antischiumogeno ideale per la disinfezione e la deodorizzazione degli impianti di aspirazione e dei separatori d'amalgama. Facile da usare, grazie al pratico dosatore, garantisce una manutenzione semplice ed efficace.



ELIMINA I CATTIVI ODORI
ANTISCHIUMOGENO

VAI ALLO SHOP
E SCOPRI TUTTE LE PROMO



Prodotto enzimatico con eccellente scioglievolezza delle proteine. Combinazione di principi attivi avanzati: Alchilamina, composti d'ammonio quaternario, enzimi. La confezione contiene 2 flaconi da 500ml (1 rosso, 1 verde) + dosatore

Codice: 60010201

€178,53

€114,00

MD

Dispositivo Medico

PROMO COMPRESSORI

Medicali



SENZA ESSICCATORE

RIUNITI SERVITI	1	1+1	2
ARIA RESA (litri/min.)	70	95	140
CAPACITÀ SERBATOIO (litri)	25	38	38
ARIA ASPIRATA (litri)	115	152	230
POTENZA (watt)	550	750	1100
PESO (kg)	24	28	34
RUMOROSITÀ (db)	52	52	52
CODICE	100TOV	150TOV	240TOV
PREZZO	€ 810,59 €473,00	€ 991,09 €578,00	€ 1.280,84 €747,00

APPROFONDISCI



CON ESSICCATORE

RIUNITI SERVITI	1+1	2	3	4	5	7-8
ARIA RESA (litri/min.)	95	140	195	234	312	480
CAPACITÀ SERBATOIO (litri)	38	38	60	70	100	160
ARIA ASPIRATA (litri)	152 litri	230	304	480	720	920
POTENZA (watt)	750	1100	1500	2250	3000	4400
PESO (kg)	37	43	58	74	94	136
RUMOROSITÀ (db)	53	53	53	71	71	75
CODICE	150TOVEN	240TOVEN	360TOVEN	480TAIN	720TAIN	920TAIN
PREZZO	€ 2.295,10 €1.296,00	€ 2.516,09 €1.420,00	€ 3.412,27 €1.926,00	€ 6.068,00 €3.783,00	€ 7.298,00 €4.550,00	€ 8.856,00 €5.521,00


PROMO SISTEMI DI ASPIRAZIONE

Linea METASYS



METASYS

protect what you need



APPROFONDISCI



METASYS

TIPOLOGIA	Anello umido	Anello umido	Anello umido
RIUNITI SERVITI	1	2+1	4+1
PORTATA (volume aspirato)	1100 litri/min.	1100 litri/min.	2100 litri/min.
CENTRALINO	Sì	Sì	Sì
SCARICO ACQUE	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo
RUMOROSITÀ	53 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
CODICE	02010153C	DEJ.05U	02010202
PREZZO	€ 1.714,73 € 1.072,00	€ 3.917,91 € 2.507,00	€ 4.845,34 € 3.101,00

PROMO SISTEMI DI ASPIRAZIONE

Linea Vax



APPROFONDISCI



VAX

TIPOLOGIA	Anello semi-umido	Anello umido	Anello umido	Anello umido
RIUNITI SERVITI	1	2	1/4	1/6
PORTATA (volume aspirato)	1100 litri/min	1500 litri/min	1800 litri/min	2000 litri/min
CENTRALINO	Sì	Sì	Sì - inverter	Sì - inverter
SCARICO ACQUE	Vaso scarico continuo	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo
RUMOROSITÀ	56 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	58 dB(A)
CODICE	DEJ300	DEJ600	DEJ1200IN	DEJ1800IN
PREZZO	€ 1.455,50 € 888,00	€ 2.050,00 € 1.278,00	€ 3.444,00 € 2.147,00	€ 4.223,00 € 2.633,00

Hai bisogno di una **CONSULENZA COMMERCIALE?**



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LE OFFERTE SONO VALIDE FINO AL 30/04/2025 O SALVO ESAURIMENTO SCORTE. TUTTI GLI IMPORTI INDICATI SONO IVA ESCLUSA. I PREZZI ESPOSTI O COMUNICATI DI TUTTI I PRODOTTI (INCLUSI I PREZZI OFFERTA) POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di manodopera per quanto riguarda i prodotti di nostra fabbricazione, per improvvisa variazione dei costi all'origine, o variazioni repentine del tasso di cambio della nostra moneta, o per quanto riguarda i prodotti da noi commercializzati e/o importati. **Per questo è doveroso, da parte del cliente, richiedere, al momento dell'ordine, le quotazioni aggiornate. TUTTE LE QUOTAZIONI FINANZIARE RATEALI HANNO VALORE INDICATIVO E SONO SOGGETTE AD APPROVAZIONE DA PARTE DI BCC RENT&LEASE SPA. I PROSPETTI INFORMATIVI DI BCC RENT&LEASE SPA SONO VISIONABILI SU https://www.bccrentlease.it/template/default.asp?i_menuID=35863**. Eventuali prodotti in omaggio sono da intendersi fino esaurimento scorte. La fatturazione avviene tramite il vostro fornitore abituale e quest'ultimo ha la facoltà di non aderire all'iniziativa degli omaggi. **Le immagini sono indicative e non vincolanti. Nonostante gli sforzi profusi da Tecnomed Italia srl affinché all'interno di queste offerte siano fornite informazioni accurate, è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipografici. Errori di stampa di qualsiasi tipo non costituiscono motivo di reclamo.** Tutto il materiale contenuto in questo catalogo è di proprietà di Tecnomed Italia e/o delle aziende rappresentate. Tecnomed Italia s.r.l. non è collegata in alcun modo con i marchi descritti. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina "CONDIZIONI GENERALI" sul nostro sito internet www.shop.tecnomeditalia.com. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pesaro.