



# NUOVE PUNTE ENDODONTICHE E ULTRASONICHE

PRECISIONE E CONTROLLO AI MASSIMI LIVELLI!

# Affronta ogni trattamento con la massima efficacia!

Gli inserti endodontici **MARCHIATI TECNOMED ITALIA** sono progettati per offrire una **preparazione ottimale della cavità di accesso**, l'**individuazione degli orifici canalari** e la **rimozione di materiale** (guttaperca, cemento o residui calcificati) durante i trattamenti endodontici.

- ✓ Sviluppato grazie a un'esperienza ventennale e in collaborazione con un partner certificato ISO, questi inserti sono realizzati in **acciaio chirurgico inossidabile**, garantendo resistenza, durabilità e prestazioni superiori. Grazie alla loro finezza e al design specifico, sono molto utili in situazioni complesse, come canali difficili da localizzare o calcificati.
- ✓ Autoclavabili e ideali per un uso continuativo, gli inserti conservano la loro **forma originale più a lungo**, riducendo significativamente l'usura causata dall'abrasione. La compatibilità con i principali **ablatori disponibili sul mercato**, unita a un prezzo competitivo, rende gli inserti di **Tecnomed Italia** una **scelta versatile e conveniente** per i professionisti del settore.



## ● APPLICAZIONE RIFINITURA DELLE PARETI DELLA CAVITÀ D'ACCESSO

CODICI INSERTI TECNOMED ITALIA

- ➔ **PG01XE** - INSERTO ABLATORE ENDO N°1 compatibile attacco EMS-Woodpecker
- ➔ **PG01XS** - INSERTO ABLATORE ENDO N°1 compatibile attacco Satelec-DTE



## ● APPLICAZIONE ESPLORAZIONE DEL 2° CANALE MEDIO VESTIBOLARE

CODICI INSERTI TECNOMED ITALIA

- ➔ **PG02XE** - INSERTO ABLATORE ENDO N°2 compatibile attacco EMS-Woodpecker
- ➔ **PG02XS** - INSERTO ABLATORE ENDO N°2 compatibile attacco Satelec-DTE



## ● APPLICAZIONE APERTURA DELL'IMBOCCO DELL'ORIFIZIO CANALARE ED ELIMINAZIONE DI PERNI ENDOCANALARI IN FIBRA

CODICI INSERTI TECNOMED ITALIA

- ➔ **PG03XE** - INSERTO ABLATORE ENDO N°3 compatibile attacco EMS-Woodpecker
- ➔ **PG03XS** - INSERTO ABLATORE ENDO N°3 compatibile attacco Satelec-DTE



**Tecnomed Italia s.r.l.**

[www.tecnomeditalia.com](http://www.tecnomeditalia.com)

Via Salvador Allende n.2, 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU) Italy • Phone +390721955125

SCOPRI  
IL NOSTRO  
SHOP

